

# 康复科空气压力波治疗仪

产品名称	康复科空气压力波治疗仪
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:IPC-6000 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

## 产品详情

空气波压力治疗仪是一种医疗设备，主要用于辅助治疗和预防多种与血液循环相关的疾病。以下是关于空气波压力治疗仪的详细介绍：

### 一、产品介绍

空气波压力治疗仪由主机、电疗输出线、电极、充气导管、气囊等部分组成。电极采用外购具有医疗器械注册证的产品，确保治疗过程的安全性和有效性。该设备按结构及通道数不同可分为多种型号，以满足不同患者的治疗需求。

### 二、功能特点

**辅助治疗多种疾病：**空气波压力治疗仪适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。此外，它还可用于糖尿病引发的末梢神经炎、糖尿足等疾病的治疗。

**消除疲劳与加强运动：**通过空气波压力治疗仪的按摩功能，可以帮助患者消除疲劳，提高生活质量。对于平时缺乏运动的患者，该设备可通过气压带动肌肉组织运动，实现居家或床上的康复锻炼。

**按摩理疗与淋巴排毒：**空气波压力治疗仪可用于腰肌劳损、坐骨神经痛、扭伤、落系髌膝肿胀、下肢肿胀等气压按摩理疗。同时，通过按摩疏通经络，促进人体血液循环和淋巴回流，排除体内毒素。

### 三、操作方法

选择合适的袖套，并将其套在需要治疗的部位上。

将空气波压力治疗仪与袖套连接，并打开设备。

调节治疗时间、强度和频率等参数，根据病情和医生建议进行治疗。

治疗结束后，关闭设备，将袖套取下，并进行清洗和消毒。

#### 四、维护保养

**定期检查和维护：**为确保空气波压力治疗仪的工作效果和安全性，需要定期对其进行检查和维护。这包括检查各个管路连接是否松动或老化，定期更换过滤器、水杯等易污染易损坏的部件。

**清洁与消毒：**每次使用后，应对设备外表面进行清洁消毒，并定期对内部进行清洗。这有助于保持设备卫生，防止交叉感染。

**避免直接作用于敏感部位：**在使用空气波压力治疗仪时，应避免将其直接作用于眼睛、脑部等敏感部位，以免造成不良后果。

**遵循使用说明：**在使用空气波压力治疗仪时，应遵循设备的使用说明和医生的建议，确保治疗过程的安全性和有效性。

空气波理疗仪采用对多腔体充气囊进行波浪式充气、膨胀、放气，具有方向性、渐进性、累积的“挤出作用”

### **技术参数** 2.1压力设置范围：5-25kpa，精度 $\pm 3$ kpa

2.2循环治疗模式：P1 ~ P5（五种模式）

2.3时间数字显示范围：00—99，调节步长为1，单位有分钟/小时两种

\*2.4超压报警：**仪器**压力超过30 kpa，长鸣报警，停止工作

\*2.5欠压报警：**仪器**压力低于设定压力，间断鸣声报警，停止工作

\*2.6结束报警：完成设定的治疗时间后报警，断续报警，停止工作

\*2.7有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作，

\* 2.8可以关闭任意腔室，以方便部位创伤或手术后的患者

\*2.9任意调节运行中的腔室压力，以达到更好的治疗效果。

\*2.10实时显示设备运行模式动态、压力及时间。

2.11选用TPU材质四腔叠加式充气套筒，每套筒内附可拆洗内衬。

2.12配有DVT用气囊，预防深静脉血栓的形成。