

深圳，东莞，惠州，铸铁平台，修模台，钢质工作台

产品名称	深圳，东莞，惠州，铸铁平台，修模台，钢质工作台
公司名称	深圳市博业达工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:工作台 品牌:博业达
公司地址	东莞市长安镇霄边大道万通大厦
联系电话	86-076981605381 13692109158

产品详情

博业达工业设备有限公司专业生产零件柜，零件整理柜，样板柜，抽屉文件柜，a4纸文件柜，模具架，抽屉式模具架，重型模具架，标准型模具架，模具货架，活动式模具架，滑板式货架，模具摆放架，模具存放架，五金模具架，塑胶模具架；仓库货架，层板式货架，重型货架，轻型货架，卡板式货架，横梁式货架，悬臂式货架，阁楼式货架，流利式货架，电极摆放架，不锈钢货架，不锈钢车架；工作台，铸铁平台，模具工作台，复合工作台，挂板式工作台，抽屉式工作台，重型工作台，轻型工作台，榉木工作台，不锈钢工作台，模具组装台，工模台，审模台，钳工桌；移动工具柜，重型工具柜，轻型工具柜，工具车；移动刀具柜，刀具车，刀具架；移动型物料整理架，双面物料整理架，独立型物料整理架，单面型物料整理架，连接型物料整理架，方孔挂板，百叶挂板；零件柜，文件柜，砂轮架，零件整理柜，样品柜，效率柜，电动葫芦，手动葫芦，电子加热器等到产品。欢迎广大新老客户来电采购！电话13692109158

工作台

一、产品概述：

净化工作台是提供高洁净度工作环境的一种理想的局部空气净化设备。

已被广泛应用于实验室、电子技术、航空航天、精密仪器、仪表、精细化工、生物制药、医疗食品等科研生产部门。

洁净工作台分为标准型、经济型、生物型三种，均提供无尘无菌的局部空气净化工作环境，它的使用对改善工艺条件、保证产品高精度、高纯度和高可靠性具有良好的效果。

二、技术参数及规格型号

(1) 主要技术参数：

- 1、洁净等级：100级(99.99%) (@ 0.5 μm 国际iso14644-1标准)
- 2、菌落数： 0.5个/皿·时 (ϕ 90mm培养皿)
- 3、平均风速：0.3—0.6m/s (可调)
- 4、噪声： 62db (a)
- 5、振动半峰值： 0.3 μm (单人) 0.5 μm (双人)
- 6、光照度： 300lx
- 7、工作电压：ac220v(+10%,-15%) /50hz
- 8、最大功耗： 0.45千瓦(单人) 0.85千瓦(双人)
- 9、重量： 120kg (单人) 190kg (双人)

(2) 标准型规格尺寸：(宽 × 深 × 高)

生物型：jhl-sw-1360

装置外形：1360 × 800 × 1800 (mm)

工作区：1240 × 690 × 680 (mm)

标准型：

a；双人双面jhl-ss-1380

装置外形：1380 × 780 × 1800 (mm)

工作区：1220 × 740 × 570 (mm)

b；双人单面jhl-sd-1380

装置外形：1380 × 750 × 1800 (mm)

工作区：1220 × 730 × 570 (mm)

c；单人单面jhl-dd-1100

装置外形：1100 × 750 × 1800 (mm)

工作区：940 × 730 × 570 (mm)

d ; 单人双面jhl-ds-1100

装置外形：1100 × 780 × 1800 (mm)

工作区：940 × 740 × 570 (mm)

(3) : 新型规格尺寸：(宽 × 深 × 高)

a ; 单人单面xjhl-dd-900

装置外型：900 × 750 × 1800 (mm)

工作区：750 × 630 × 600 (mm)

b ; 单人双面xjhl-d-900

装置外型：900 × 810 × 1800 (mm)

工作区：750 × 620 × 600 (mm)

c ; 双人单面xjhl-sd-1200

装置外型：1200 × 750 × 1800(mm)

工作区：1050 × 630 × 600(mm)

d ; 双人双面xjhl-ss-1200

装置外型：1200 × 810 × 1800(mm)

工作区：1050 × 620 × 600(mm)

e ; 双人单面xjhl-sd-1380

装置外型：1380 × 750 × 1800(mm)

工作区：1220 × 630 × 600(mm)

f；双人双面xjhl-ss-1380

装置外型：1380 × 810 × 1800(mm)

工作区：1220 × 620 × 600(mm)

订制产品：根据客户的实际要求设计和制造非标准产品。

三、工作原理：

超级洁净工作台采用水平或垂直层流（即单向流）的气流形式，速离心风机将负压箱内经过粗效过滤器顶过滤后的空气压入静压箱，再经过高效过滤器进行二次过滤。从高效过滤器出风面吹出的洁净空气，以一定的均匀的层流风速通过工作区时，可将工作区的尘埃颗粒及微生物颗粒带走，从而形成无尘无菌的工作环境。

四、结构特点：

本工作台箱体采用全钢结构形式，外表面静电喷塑。(生物型)箱体后部是送风箱。上部是静压箱，静压箱内有高效过滤器。采用可调风量的风机控制系统，可使工作区的平均风速始终保持理想的范围内，从而有效地延长了高效过滤器的使用寿命，降低了工作台的运行费用。

匹配的风机及装配方式，与高强度结构相结合，确保低噪音及震动力减小。

本工作台采用的紫外线杀菌灯，能辐射强烈的2537a短波紫外线，它不仅能杀死微生物的活性细胞，而且对于强抗热性的芽孢和其它霉菌孢子均能起杀死作用，此外，噬菌体与病毒在紫外线的作用下，也能迅速被破坏。

五、安装：

- 1、工作台应安装在远离尘源和振源的洁净实验室或厂房内。
- 2、工作台出厂时已将风速调至最佳状态，初期使用应将风速调至最低档位，即可达到规定的风速，使用较长时间后，如风速明显降低，可将分风速调高一档。
- 3、工作台必须可靠接地。（本净化台所提供的电源线上含有接地线，要求贵方提供的电源插座上要有可靠接地的插孔。）

六、操作步骤：（参看实物）

1、接通电源：将三相插头插入电源插座（电源插座应有可靠接地），把超净台的“电源开关”打开，红灯亮表示电源已接通。此时，控制面板上的液晶显示屏高亮。

按键说明：

【on/off】键：按此键，打开或关闭风机，此键为反复控制键。

【风量调整】键：在风机打开时，按此键，进行风速调整，调整的顺序是由低向高递增；在调节风速到最高后，按动此键，则返回最低，如此反复。调节到满意的风速即可（建议初次使用最低速即可），此键具有记忆功能，下次使用无需再调节。

【照明】键：按此键，照明灯亮，再按此键，照明关闭；此键为反复控制键。

【杀菌】键：按此键，杀菌灯亮，再按此键，杀菌关闭；此键为反复控制键。

2、工作完成后，依次关闭照明和风机，最后关闭总电源开关，电源指示红灯灭。

七、注意事项：

1、新安装的或长期未使用的工作台，使用前必须对工作台及其周围环境先用试验室专用吸尘器或用不产生纤维及静电的工具进行清扫，再采用药物灭菌或紫外线灭菌法进行灭菌处理。

2、操作区内不允许放不必要的物品，以保持操作区的洁净气流流形不受干扰。

3、操作区内尽量避免做明显扰乱气流流形的动作。

4、操作区的使用温度不得高于60℃。

5、工作前，应将风机打开20分钟，再将紫外灯打开30分钟，关掉紫外灯，方可进行工作。

八、维护保养：

1、根据环境的洁净程度，可定期（一般2~3个月）将粗滤布（涤纶无纺布）拆下清洗或予以更换。

2、定期（一般为一周）对环境进行灭菌工作，同时经常用纱布蘸上酒精将紫外线灭菌灯的表面擦干净，保持表面清洁，否则会影响灭菌效果。

- 3、当风量调节档位调到最大，而不能使操作区风速达到0.3m/s时，必须更换高效空气过滤器。
- 4、更换高效过滤器时，可打开顶盖，更换时注意过滤器上的箭头标志，箭头指向即为层气流流向。更换过滤器时应仔细检查四周边框是否密封良好，否则将影响过滤效果。
- 5、照明灯和紫外线杀菌灯到使用寿命后，可自行更换。严重电器故障可告知厂家提供上门服务。

备注：

- 1.本公司可以根据客户的实际要求订制非标准产品。
- 2.产品的实际规格尺寸与本说明书的标明如有偏差，应为产品技术改进后之后果，恕不另行通知。电话13692109158

本产品的加工定制是是，类型是工作台，品牌是博业达，型号是BYD3922，精度是0.06，材质是钢质，工作面硬度是1