

闪耀 美瞳隐形眼镜护理液 150ml

产品名称	闪耀 美瞳隐形眼镜护理液 150ml
公司名称	义乌市名炫眼镜有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:闪耀 材质:聚六亚基双胍 (PHMB),乙二胺四乙酸二钠 (EDTA)和泊洛沙姆 规格:48瓶/箱
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 稠城街道福田四区18栋2号2楼
联系电话	86 0579 85833320 15558672527

产品详情

【产品名称】：仁康闪耀 隐形眼镜除蛋白护理液120ml

【计价单位】：瓶

【具有功效】：清洁、冲洗、消毒、润滑、储存、去除蛋白沉淀

【有效期】：一年以上 保证新鲜

【毫升】：150ml

【产地】：陕西

适用于各种隐形眼镜美瞳彩片适用

【产品特点】

闪耀隐形眼镜除蛋白护理液采用专业配方有效呵护镜片清晰洁净

清除隐形眼镜镜片上的污染及有机物

去除隐形眼镜镜片上的蛋白质

对绿脓杆菌，金色葡萄球菌，大肠杆菌，白色念珠菌有杀菌作用

湿润，润滑隐形眼镜镜片

冲洗和贮存隐形眼镜

对隐形眼镜的有效持续防腐时间可长达一个月

闪耀多功能护理液集合去蛋白/清洁/杀菌/消毒四大功能，无须揉搓，操作方便。

phmb分子 - 消毒、杀菌：有效杀灭细菌和真菌，温和不刺激眼睛，是新一代的消毒剂，具有更好的安全性

pvp和edta - 双重除蛋白：有效清除蛋白，其功效一方面在镜片上形成保护膜，防止蛋白沉积在镜片上；另一方面是拆散蛋白分子之间的联系，使蛋白分子互相排斥不再积聚在镜片上，并且从镜片上脱离。

高效的离子溶液 - 免揉搓：带有适量电荷，可与镜片上的沉积物和蛋白质相互作用，免搓洗，清洁、消毒镜片，清除镜片上的沉积物。

poloxamine分子 - 清洁，保湿：疏水基吸附油脂和污垢，通过表面张力及冲洗作用将其带离镜片表面。在清洁的同时，亲水基充分把水分子吸引到镜片表面，形成保湿层，令双目倍感持久舒适。

注意事项：1.认真仔细阅读护理液盒内所附的说明书。2.护理镜片前，必须用中性清洁剂彻底清洁双手
3.必须严格按照护理程序护理镜片4.请勿重复使用用过的护理液5.请在室温下储存，并避免儿童接触
6.不使用护理液时，请保持瓶盖紧闭，勿将瓶口触及任何物品，避免污染。
7.请于包装所示有效期前使用，并在开瓶后120天内使用，以保持护理液的有效性8.本品不适宜加热使用
9.请勿与其他护理液或眼药混合使用10.若您对任何成分过敏，请勿使用本品。

1.认真仔细阅读护理液盒内所附的说明书2.护理镜片前，必须用中性清洁剂彻底清洁双手
3.必须严格按照护理程序护理镜片4.请勿重复使用用过的护理液5.请在室温下储存，并避免儿童接触
6.不使用护理液时，请保持瓶盖紧闭，勿将瓶口触及任何物品，避免污染。
7.请于包装所示有效期前使用，并在开瓶后90天内使用，以保持护理液的有效性8.本品不适宜加热使用
9.请勿与其他护理液或眼药混合使用10.若您对任何成分过敏，请勿使用本品

隐形眼镜护理液的主要成分是氯化钠和防腐剂等，主要用于对生物材料的清洗、消毒、去除蛋白等，对于配戴隐形眼镜的人来说，无疑是必不可少的。但部分消费者反映配带隐形眼镜后出现眼部发红，感觉不适等不良反应。其主要原因是配带者在隐形眼镜护理液的使用中存在一些误区造成的。为此，卫生监督机构提醒广大消费者，一定要正确选购和使用隐形眼镜护理液。根据《消毒管理办法》的有关规定，隐形眼镜护理液属于消毒产品，生产企业必须取得《消毒产品生产企业卫生许可证》后才可进行生产销售，产品的卫生质量才有保障，因此消费者应购买有卫生许可证的产品。

选购时应注意的内容

在进行选购时，务必要查看产品标签说明书上标注的以下内容：1、产品名称；2、规格、剂型；3、生产企业；4、生产企业卫生许可证号；5、使用方法和使用范围；6、注意事项；7、生产日期和保质期。

其次，在购买时要看清隐形眼镜护理液的功能。

为什么要使用护理液

隐形眼镜护理液是隐形眼镜族每天都要用的，镜片表面的沉积物和病原菌必须先用护理液去除，这样接下来的杀菌保存才能有效进行。因为清洗不完全的镜片表面会残留沉积物，直接进行杀菌时，杀菌成份只会与沉积物结合，而无法与病原菌结合，如此一来，杀菌成份就不能发挥杀菌作用了。

清洁镜片的正确方法

研究发现，完整正确的清洁方式能够洗净镜片表面的沉积物，还可以杀死90%的病原菌。然而实际使用中，很多用户只是做简单的清洁处理，并没有用手揉搓，专家指出，这是十分错误的。因为用手揉搓镜片最有效清洁隐形眼镜最有效的方法就是利用“自己的手”、“镜片清洁液”、和“隐形眼镜专用、单次包装型生理食盐水”。正确的方法是将镜片清洁液滴在镜片，直接、用手指指腹来回搓洗镜片。搓洗后的镜片应该用生理食盐水再三地冲洗干净，最后再用生理食盐水完全滋润镜片。这整个清洁流程完成之后，才能接著进行杀菌。

专家推荐的护理液使用方法

专家为大家指出几点镜片护理液的使用方法，如下：1.把双手用香皂或洗手乳清洗干净，再取下隐形眼镜。化妆的人应该先卸妆，尤其是眼部的彩妆、假睫毛、眼线、眼影要清除完全，接著把双手清洗干净，再取下隐形眼镜。2.把镜片放在手掌上，滴几滴镜片清洁液，用手指指腹顶著镜片，利用20-30秒时间、轻轻地在手掌上以直线方向来回反覆地搓洗镜片。（圆圈状搓洗镜片容易磨损镜片。）3.以“隐形眼镜专用、单次包装型”生理食盐水冲洗镜片至干净为止。4.确定镜片洗乾淨之后，再用“隐形眼镜专用、单次包装型”生理食盐水充分润滋镜片。即可进行后续的杀菌保存。隐形眼镜满足了许多近视眼患者对美观、方便的要求，但一些隐形眼镜佩戴者在使用方面却存在误区，往往在眼睛感到不适时，将护理液当作眼药水直接滴入眼睛，这无意中对眼睛造成了伤害。一些隐形眼镜佩戴者习惯将护理液直接滴入眼睛，认为这样不仅可以保持眼睛湿润，而且还有杀菌作用。实际上，这种行为不但不能缓解症状，反而可能引起某些眼病。眼药水需要有与生理泪液极接近的pH值（酸碱度）、渗透压和离子浓度，还要含有抗生素，才能在让眼睛没有异物感的同时，达到治疗效果。而护理液滴入眼睛后不仅不能消灭眼部病菌，还会对眼睛造成损伤。护理液里都含有防腐剂，滴入眼睛会破坏其生理环境，导致眼病。此外，虽然护理液中含有杀菌成分，但作用非常弱，长期使用反而会增加一些细菌的耐药性，也会延误眼病的最佳治疗时间。

本产品的品牌是闪耀，材质是聚六亚基双胍（PHMB）、乙二胺四乙酸二钠（EDTA）和泊洛沙姆，规格是48

瓶/箱，型号是护理液，容量是150（ml），药（械）准字是2010第3220988号