

秀儿早早孕试纸验孕 早孕检测 成人用品批发代发

产品名称	秀儿早早孕试纸验孕 早孕检测 成人用品批发代发
公司名称	上海不贰生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:秀儿 材质:试纸 规格:1片
公司地址	上海市杨浦区翔殷路128号11号楼D座111室
联系电话	13816128288

产品详情

详细描述：

特价：10枚早孕试纸+10只尿杯只售5元。

【试验方法】：每日收集上午10点至下午8点之间的尿液取尿于尿杯中，将试纸标有max线的一端浸入尿液中，液面不得超过max线：1-10分钟内观察结果，10分钟后结果无效。

【结果判断】：

阳性反应线t与控制线c颜色一样深，预测48小时内发生排卵反应线t比控制线c颜色深，预测28小时内排卵

阴性反应线t比控制线c颜色浅，或只出现一条控制线c则不提示排卵

无效10分钟内无控制线c出现，请重试

早早孕使用说明

【使用时间】

检测时间：月经过期当天即可检测，或在同房后7-10天进行检测。检测方法：收集尿液（第一次晨尿为佳），插入试纸条，5分钟内观察结果。方便、快捷、准确。【早早孕试纸使用方法】（每张试纸条铝箔袋上有说明）1、一次性尿杯收集尿液。2、眼包装铝箔袋切口部分撕开，取出试纸条。3、将试纸条标“max”一端浸入到尿液中，尿液液面请勿超过“max”标志线，约3秒钟后取出试纸条平放。4、3~5分钟内观察结果，5分钟后显示的测试结果无效。

【早早孕试纸结果判断】（每张试纸条铝箔袋上有说明及图解）阳性（怀孕）：二条红色反映线：检测区（t）及对照区（c）各出现一条红色反映线；检测区（t）颜色浅于对照区（c）颜色时，表示可能刚怀孕，请隔天用晨尿重测确定。阴性（未怀孕）：一条红色反映线：仅在对照区（c）出现一条红色反映线。无效：对照区（c）无红色反映线出现，表示测试结果错误或无效。

【早早孕试纸的检测原理】当成熟女性怀孕后，在胚胎发育成长为胎儿的过程中，胎盘合体滋养层细胞产生大量的绒毛膜促性腺激素（hcg）。这些激素会通过孕妇的血液循环而排泄到尿中，因此检测育龄妇女受孕后尿中的hcg可以判断是否怀孕，快速准确。【产品特点】 灵敏度高：最低检出量为：25miu/ml; 特异性强：对500 miu/ml lh、1000 miu/ml nfsh以及1000 miu/ml

问：排卵测试日是从什么时候开始？答：正常育龄妇女在每个月经周期里，尿液中的黄体生成激素（lh）会在排卵前持续几天检测，测得lh的高峰，便可预知排卵期；

从而预知最佳的受孕或避孕时间根据自己的月经周期确定开始测试的时间，参考下表：

假如您的月经周期规则，为28天，那么您应于第11天开始使用大卫排卵测试条，直到测出lh峰值为止。如果为不规律，则需根据医生的建议进行计算。

问：早孕测试条的测试原理为何？答：当你已经怀孕，你身体便会产生一种怀孕的荷尔蒙hcg（human chorionic gonadotropin），而这种荷尔蒙会在你怀孕初期持续增加，而大卫早孕测试条可以在月经该来而没来的当天就能测到小便中是否含有hcg。

问：怀孕多久可以检测出？答：受精卵在子宫着床后3天可检测出。

问：我怎样知道我所进行的测试操作正常？答：在正确操作下，验孕结果于5分钟内便会显示出来。

问：服药会影响测试结果吗？答：一般常用药（如感冒药、避孕丸、抗生素、止痛药或激素药）不会影响测试结果，如pregnyl、profasi、pergonal、a.p.l.等，则会影响测试结果。

问：喝酒会影响测试结果吗？答：不会。

问：用什么时候的尿液作测试为最佳？答：一天中任何时刻的尿液均可用于测试，但是早晨第一次尿液中含有更多的hcg，会更准确。

问：测试的结果有多准确？答：经中国生物制品检定，准确率大于99.9%，是十分准确可靠的自我验孕方法。

问：如果对测试结果有怀疑，应该怎样做？答：如果显示区出现两条线，而阳性的颜色很浅，使您对是否怀孕一次，如果您真的刚怀孕，hcg含量会以每天约2倍增多，显示区依然会出现两线红色线，阳性线会更深。

问：验孕证明我有孕，应该怎么办？答：你应该去看医生，医生会进一步与你讨论怀孕情况，并建议你将来如

ntsh

标准液、自来水均无交叉反应；准确率高：达到99.9%；检测浓度范围宽：可检测浓度为上百万人绒毛膜促性腺激素（hcg），不用稀释；操作简便：针对尿液，一步加样反应时间仅为1-5分钟；家庭自测与专业检测一样可信。

本产品的品牌是秀儿，材质是试纸，规格是1片，功能及用途是早孕试纸