

手术用无菌导尿包导尿包威海华诚医疗多图

产品名称	手术用无菌导尿包导尿包威海华诚医疗多图
公司名称	威海华诚医疗科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:华诚 型号:DE1144
公司地址	威海张村机械电子产业园东鑫路南
联系电话	0631-5786775 15666099111

产品详情

导尿盘放于两膝之间，倒消毒液于小药杯内，带手套，铺洞巾，进行插管。男患者：一手持阴茎，另一手如上述消毒将导尿管插入尿道，深度约20cm左右，见尿液流出，再插入2cm，用弯盘接取尿液。排尿毕，须保留导尿管者，依留置导管法操作；无须保留者，取出导尿管，并擦净外阴，协助穿好衣裤。整理用品及床铺，记录尿量及性状。

插管过程中有尿道损伤现象的应及时报告医生使用抗生素，防止尿路感染，拔管前从尿道口注入少量石蜡油，并轻轻转动，以防止粘膜、血痂与尿管粘连，导致拔管前加重尿道粘膜损伤，出现血尿。

对于年老体弱，长期卧床的患者，特别是女性，由于会阴部肌肉弹性较差，尿道括约肌较松弛，导尿时选择型号较大，官腔较粗的导尿管，这样既可以防止漏尿，又能保证尿管通畅，不宜堵塞。

在使用气囊导尿管时置入尿管的长度应为尿道长度加气囊的远端至尖端的长度5。女性病人用气囊导尿管插入的长度约10cm，男性病人长度约25cm。因气囊导尿管无刻度标记，故在使用时，往往待气囊充盈后，顺尿道向外牵拉尿管又阻力时，即为该尿管插入的最佳长度。