

# 颈椎牵引器代理 便携式颈椎牵引器厂家

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 颈椎牵引器代理 便携式颈椎牵引器厂家       |
| 公司名称 | 衡水安佳医疗器械有限公司             |
| 价格   | 14.00/件                  |
| 规格参数 | 品牌:安佳<br>型号:不限           |
| 公司地址 | 魏屯镇于庄村108号               |
| 联系电话 | 0318-8960090 18832830980 |

## 产品详情

名称：颈椎牵引器

颜色：灰色、宝石蓝、玫红、紫色、彩棉

款号：均码

材质：内（乳胶型气囊）外（进口绒布）

适合人群：上班族、学生、司机等

安佳颈椎牵引器有什么作用？（颈椎牵引器代理 便携式颈椎牵引器厂家）

颈椎牵引器供颈椎牵引用。主要适用于预防和治疗颈椎病，颈部骨折，滑椎，椎间盘突出，过伸屈性损伤等疾病，通过颈枕的牵引治疗，能使椎动脉畅通，改善大脑供血，防止颈椎病的产生。也是长期从事伏案工作及中老年颈部保健不可缺少的良师益友。

安佳颈椎牵引器的用法用量：

- 1.按正确方法戴好便携式颈椎牵引器，初用者可先照着镜子佩戴，调节颈围大小，固定前部上、中两个尼龙搭扣，以适合不同颈围的人使用。
- 2.充气球打气前请拧紧放气螺母。
- 3.用充气球打气直到患者感觉力度合适，症状减轻为止。
- 4.牵引固定治疗每天至少2 - 3次，每次至少30分钟左右。
- 5.使用后拧松放气螺母，缓慢放气。

安佳颈椎牵引器的主要作用：该产品适用于神经根型颈椎病，对长时间工作、学习、或驾车造成的颈部疼痛等症状有明显的治疗效果，长期使用本产品可起到颈部保健作用。

——安佳家用颈椎牵引器安佳颈椎牵引器治疗仪

本文章由联宇网编辑发布