

犬伤医用外伤清创设备-犬伤医用外伤清洗器

产品名称	犬伤医用外伤清创设备-犬伤医用外伤清洗器
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

犬伤医用外伤清创设备-犬伤医用外伤清洗器

狂犬病是由狂犬病毒引起的人畜共患疾病，常见于被狗咬伤的患者。狂犬病毒存在于动物的唾液和神经组织中，一旦感染病毒，将对人体造成严重的威胁。因此，对于犬伤的处理非常重要。

犬伤清创是指对狗咬伤后的伤口进行清洗和处理。清创的目的是减少感染的风险，预防狂犬病等并发症的发生。传统的清洗方法存在清洗不彻底、伤口处理不当等问题，因此需要一种专业的医用外伤清创设备。

一款犬伤医用外伤清洗器，该设备具有以下优势：

流量连续可调：根据患者的伤情和伤口大小，可灵活调整流量，确保清洗干净。

容量 300ml：超大容量设计，一次清洗即可满足患者的需求，减少不必要的操作。

压力56Kpa：适中的压力可有效冲洗伤口，去除污垢和有害细菌，预防感染风险。

使用该医用外伤清洗器进行犬伤清创的方法如下：

准备工作：洗手并佩戴防护手套，确保操作的安全和无菌。

连通设备：将清洗器连接到医院的洗手台或清创台上，确保设备正常工作。

调整流量和压力：根据患者的需要和医生的建议，调整设备的流量和压力。

清洗伤口：将喷嘴对准伤口，打开水龙头和设备开关，用流水冲洗伤口。

观察清洗效果：仔细观察伤口的清洗情况，如有需要，可适当调整流量和压力。

伤口处理：根据伤口的情况，进行相应的处理，如撕缝、锁钉等。

以上是对犬伤医用外伤清洗器使用方法的简要介绍，通过合理使用该设备，可以快速、有效地清洗犬伤，减少感染的风险。

需要注意的是，在使用医用外伤清洗器时，要根据患者的情况和医生的建议来调整流量和压力。在清洗伤口后，要进行适当的伤口处理，以促进伤口的愈合。

狗咬伤后的清洗处理是防止狂犬病感染的重要一环，选择优质的医用外伤清洗器是确保清洗效果的关键。犬伤医用外伤清洗器以其连续可调的流量、大容量和适宜的压力，能够提供优质的清洗效果，更好地保障患者的健康。欢迎了解更多关于犬伤医用外伤清洗器的信息，选择我们的产品将为您带来更优质的服务。