

医疗冰箱 医用冰箱

产品名称	医疗冰箱 医用冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医疗冰箱 医用冰箱厂家简介：

医疗冰箱 医用冰箱厂家 北京福意联有限公司 (Beijing Electric Applian Co., Ltd.) 以自己强大的实力及热诚的，取信于客户。以做依托、以为主业福意联 (FU.YI.LIAN) 产品讲求高，每一项设计都站在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。产品型号为50升、66升、88升100升、138升、150升、230升、280升、310升、430升，温度调控范围广。

医疗冰箱 医用冰箱参数：

医疗冰箱 医用冰箱：特点：

- 1, 产品由电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2, 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 重量轻、保温性能好
- 3.微电脑控制, LED大屏数码显示、控温精度高
- 4.制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温无死角
- 5、采用新型压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
- 6.ptc陶瓷复合加热, 加热稳定, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果更好
- 7.使用三层中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度高
- 8, 具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能, 防止出现意外。
- 9, 温感探头, 自动显示箱体内部温度, 随时观察箱体内温度变化。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间

医疗冰箱 医用冰箱：

一：摆放位置 要注意恒温箱摆放的位置是否合理, 是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况, 是
二：仔细阅读说明书在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书, 检查恒温箱的各个部件。三：用电不能忘
恒温箱应使用单相三孔插座, 单独接线。注意保护电源线绝缘层, 不得重压电线, 不得自行随意更改或加长电
开始使用时要减载运行, 因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量, 这样能延长恒
检查无误后, 恒温箱应静置26小时后再开机, 以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后, 仔细听压缩机在
是否有管路互相碰击的声音, 如果噪音过大, 检查产品是否摆放平稳, 各个管路是否接触, 并做相应的调整。
切断电源, 与的修理人员。六：运行减负载 次使用恒温箱, 存放的食物不能过多, 要留有适当的空间, 以保
时间满负荷工作。热的食品要晾凉室温后再放入, 以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封
止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入, 以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意, 冷冻
以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入, 以免损坏恒温箱。

福意联恒温、冷藏设备等等。小型的-20度低温冰箱(柜)主要用于特种车辆改装以及轿车、商务车、中
大巴车的配套使用;也用于, , , 疫苗, 生物试剂, 特殊药品的冷藏及运输;

医疗冰箱 医用冰箱