

医用液体保温箱（液体保温柜）

产品名称	医用液体保温箱（液体保温柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75943.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用液体保温箱（液体保温柜）产品用途-

手术部位感染(SSI)是外科手术的并发症之一,严重影响预后,甚至导致死亡。而手术患者在围术期发生轻度低体温十分常见,这来源于引起的体温调节紊乱及手术室的寒冷环境和输入药品的寒冷。所以在这期间,需要将药品进行37度加温,保温,避免低温症的发生。福意联手术室恒温箱适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

医用液体保温箱（液体保温柜）用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用液体保温箱（液体保温柜）产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用液体保温箱（液体保温柜）相关-给予盖被保温,观察组在对照组基础上给予水循温毯联合输液加温。比较两组凝血指标（包括PT、APTT、TT）、体温变化、术中液体输注情况、苏醒质量、低体温发生率、寒战发生率及手术部位感染（SSI）发生率。结果：术毕,观察组PT、APTT、TT均低于对照组（ $P < 0.05$ ）,体温高于对照组（ $P < 0.05$ ）,复苏时间及苏醒时间均少于对照组（ $P < 0.05$ ）,输血量、输入胶体液总量及输入晶体液总量均少于对照组（ $P < 0.05$ ）,低体温、寒战及SSI发生率均低于对照组（ $P < 0.05$ ）。结论：采用水循温毯联合输液加温对开颅手术患者进行术中保温,有利于改善凝血功能,维持体温恒定,减少低体温、寒战及SSI的发生率。医用液体保温箱（液体保温柜）