

全自动调温型恒温摇床OLB-211C培养箱价格

产品名称	全自动调温型恒温摇床OLB-211C培养箱价格
公司名称	济南泽奥医疗器械有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区舜华路街道高新区工业南路51号
联系电话	0531-68689901 15550078381

产品详情

欧莱博恒温摇培养箱床价格实惠，品牌创新，值得信赖！可对微生物细胞与各类菌种作运动培养也可作静态培养，在生物、分子、医学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。整体做工上体现出人性化的设计理念、精良的制造工艺和与众不同的专业化制造品位，仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的生物、化学反应，细菌培养、发酵、杂交以及酶、细胞组织研究等。

产品简介

欧莱博恒温振荡器可用于植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保、食品、石油、化工等科研、教育部门作各类生物的精密培养、基因工程的研究、石油化工的受热等等。

恒温摇床培养箱价格仪器特点

- 1、外壳为ABS工程塑料制作、腔体全镜面不锈钢组件，永不生锈。
- 2、集恒温培养箱与振荡器于一体，节约空间占地小，功能多投资少。
- 3、倾斜式人性化的控制面板，大屏幕背光液晶显示屏，更具良好的视觉效果。

- 4、升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
- 5、设有运行参数记忆功能，避免繁琐操作并密码锁定，杜绝人为误操作。
- 6、设有来电恢复功能，不受电源间断影响，设备可自动按原设定程序恢复运行。
- 7、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
- 8、最先进大力矩电机保证持续工作毋须保养。
- 9、实测温度偏离设定温度超过3 时，自动停止加热并发出声光警报。
- 10、整机静音设计，静电喷塑箱体，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观。
- 11、升温速度可根据实验的具体要求进行加快或减慢。
- 12、无需输入制冷系数，全自动调温，避免了繁琐的调温设置。

恒温摇床培养箱价格技术参数

产品型号	OLB-211C
旋转频率	30 ~ 300rpm
频率精度	± 1 rpm
摆振幅度	26mm
标准配置	2000ml × 12支
最大容量	1000ml × 18支or2000ml × 12支or3000ml × 8支or5000ml × 6支
托盘尺寸	920mm × 510mm
定时范围	0 ~ 999小时
温控范围	4 ~ 60 （制冷型）（环境温度25 时）

温控精度	± 0.1 （恒温状态）
温度均匀度	± 1
数显方式	LCD
托盘数量	1块
外型尺寸	1200mm × 810mm × 1050mm
净重	183KG
容积	980mm × 570mm × 500mm (280L)
功率	951W
电源	AC220V-240V 50HZ~60HZ

恒温摇床培养箱价格安全提示

为了您的人身和财产安全，以下事项务必切实遵守！

- 1.本仪器必须可靠接地。
- 2.在使用前请确认当地的电源电压符合要求。(220 ± 5%)
- 3.仪器应使用独立的电源插座。
- 4.插紧电源插头。
- 5.切勿用湿手插拔电源线。
- 6.不要以拉扯电源软线来拔除插头。
- 7.不可损坏电源软线或利用非指定的电源软线。
- 8.不要在中段连接电源软线和使用接长软线。
- 9.请勿将手指、棒类或其它异物插入送风口或进风口。
- 10.若有异常状态（烧焦味等）应立即拔除电源插头使仪器终止运转或以断路器来断开电源。
- 11.切勿擅自进行修理，修理不正确会导致火灾或触电。

有下列情况之一的，必须拔下本仪器电源插头：

- 1.开启本仪器电源箱门时。

2.更换保险丝时。

3.仪器发生故障不能正常使用时。

4.仪器长时间停止使用，电源插头处积满尘埃时。

5.搬动仪器时。

简单故障及排除方法

现象	原因	排除
仪器不运转，面板无显示	外电源未接入	仪器电源插头是否插好； 电源插座是否有电； 电源开关是否已打开
	保险丝烧毁	调换同规格的保险丝
仪器运转，液晶屏无显示	同一线路内有高频干扰源	按一下参数修改/确认键即可恢复显示； 消除同线路干扰源或另设专用线路
温度波动大	制冷方式设定不正确	按使用说明书重新设定
实测温度偏高且经常进入超温报警状态	起控温度太高	将仪器后背通风孔打开或启动制冷键
仪器噪音大	仪器放置不平	调节仪器后左脚，使仪器平稳着地

	多孔托盘松动	旋紧托盘四角的紧固螺帽
	烧瓶夹松动	取出托盘，用随机所附工具紧固烧瓶夹螺帽

为创造品牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“快速、果断准确、周到、彻底”的原则向您郑重承诺：

1、服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

2、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，将在六小时内做出回应，并及时指派维修人员到现场。

欢迎来电咨询我们恒温摇培养箱床价格详细情况（155-5007-8381），我们将竭诚为您服务！

【详细联系方式】

联系人：姚经理

固话：0531-6862 9901

手机：155 5007 8381

微信：BKLAB200

QQ：2256301504

标出价格为市场价，具体优惠价格请拨打电话或者QQ微信详询。