

# 塑胶水分测试仪（液晶触摸屏）报价

产品名称	塑胶水分测试仪（液晶触摸屏）报价
公司名称	深圳冠亚水分仪科技有限公司南山分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:冠亚 型号:WL-02T 产地:深圳南山区
公司地址	深圳市南山区粤海街道科技园科苑西工业区25栋3层366（注册地址）
联系电话	13662629939

## 产品详情

WL-02T型塑胶水分测试仪（液晶触摸屏）报价，依据国标烘干法原理，简化了水分检测的操作步骤，可以快速精准的检测塑胶水分。塑胶水分测试仪（液晶触摸屏）原理：

基于干燥失重法原理研发，应变式混合气体加热器，更短时间内达到更大加热功率，在高温下样品快速被干燥，测定精度高、用时短、无耗材、操作简单，不受环境、时漂、温漂因素影响，无需辅助设备等优点。客户可根据所测样品状态不同而调整测试空间，片状、颗粒、粉末一机操作，且检测效率、测试准确度远远高于国家标准方法。

塑胶水分测试仪操作步骤：

1. 开机：接通电源，打开仪器后部的电源开关；
2. 取样：放入样品，等重量稳定之后按测试键，仪器自动测试；
3. 测试完毕，自动结束，显示百分比%水分

塑胶水分测试仪技术规格：

- 1、称重范围：0-90g（可定制）
- 2、测试空间为5cm（可调）
- 3、水分测定范围：0.00-100%

干重测定范围：100-0.00%

4、称重系统精度：0.001g

5、样品质量：0-90g

6、加热温度范围：环境温度~204.9

温度误差：±0.5

温度分辨率:0.1

7、加热源：400w

8、水分含量可读性：0.01%.

9、显示：彩色7寸液晶触摸屏

10、温度窗口：实时显示当下环境温度

环境温度显示误差：±0.5

11、参数八种：水分值%、干重%、当前温度、设定温度、当前重量、初始重量、测试时间、恒重时间

12、双重通讯接口：RS 232（打印）

USB（计算机）

13、操作模式：全屏幕触控式

14、外型尺寸：380×205×325(mm)

15、电源：220V

16、频率：50Hz±1Hz

17、净重：4.5Kg

18、试样温度：-40 ~50 ；

19、工作环境温度：-5 ~50 ；

20、相对湿度：80%R ；

取样小常识：为了消除测量误差,样品应从进料斗的下部选取，并在适宜的容器中密封保存。可采用聚乙烯、铝多层复合袋，并采用热封口办法来包装样品，也可使用实验室用的可密封的玻璃容器。