

百级净化手术室保温柜

产品名称	百级净化手术室保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

- 百级净化手术室保温柜品牌介绍北京福意联有限公司成立于1999年2月10日，公司坐落于北京市东二环商业建筑--银河SOHO大厦，是一家经营医疗及实验室恒温冷藏仪器仪表设备的现代化大型集团公司。

---百级净化手术室保温柜参数:

品名型号：FYL-YS-230LFYL-YS-280LFYL-YS-310LFYL-YS-430L尺寸（毫米）：595*590*1215595*570*144559
5*695*1315595*680*1805有效容积：230立升280立升310立升430立升箱内温度：2度-- 48度调控2度--
48度调控2度-- 48度调控2度--
48度调控可调温度：1度1度1度1度使用环境：-25度--40度-25度--40度-25度--40度-25度--40度电
压：220V 220V 220V 220V 频 率：50HZ 50HZ 50HZ 50HZ 按键设备：触控
按键触控按键触控按键触控按键温度显示：LED数字显示LED数字显示LED数字显示LED数字显示安 全
锁：内嵌式锁内嵌式锁内嵌式锁内嵌式锁报警设置：高低温报警高低温报警高低温报警高低温报警断电
报警断电报警断电报警断电报警脚轮配置：配置脚轮选配配置脚轮选配

----百级净化手术室保温柜作用与用途:

加温速度快，温度稳定。本产品适可加温液体药品、冲洗液、、造影剂、透析液、B超液等。医用液体保温护理能够减少手术室患者术中低体温情况的发生,降低手术应激反应及术后感染率,提高患者满意度

百级净化手术室保温柜加温物品以及适用科室：

医院常用需要加温的液体/物品（基本和人体温度一致）：生理盐水：急诊科，手术室、
：急诊科，神经内科、神经外科、手术室、药剂科、病房、护士站造影剂
：放射科，CT室，导管室。冲洗液：急诊科，手术室、 伏：急诊科，导管室、B超液
：彩超室，B超室、透析液：透析科，内科、消毒剂
：急诊科，手术室、化钠注射液：急诊科，手术室、ICU:毛衣/被服加温：37度

百级净化手术室保温柜特点介绍:

1.双重显示运行参数(数字显示)2.四种故障报警(高低温报警、断电报警、传感器故障报警)3.带锁。防止意外开启。4.全透明程序5.外门防凝露的应用,85%湿度无凝露,保证对箱内情况的观察。6.透明真空钢化玻璃门。7.人性化设计,操作简单,方便,8.自动化霜功能,适合高温高湿地区。9.门锁设计,防止随意开启。10.大屏幕数字温度显示,便于观察。11.宽电压带,适合187---242V电压下使用。12.内设照明灯。宽气候带:适合环境温度-25-45度,湿度80%以下地区使用。13.产品可直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。14.采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。

百级净化手术室保温柜注意事项:

1、在夏季使用恒温箱时要注意减少压缩机的工作量,压缩机启动的时间太长或者是过于频繁会导致压缩机保险丝熔断,严重的时候会将压缩机烧毁。2、在放置恒温箱的时候,不要将恒温箱靠墙放置,应该在距离墙壁10公分左右,并且恒温箱的顶部要距离天花板30厘米的空间。3、在接通恒温箱电源之前,先检查恒温箱铭牌上恒温箱使用的电压和家中的电压是否相符,同时还要为恒温箱安排单独的插座,不能和其他电器使用同一个插座。4、恒温箱在工作时,尽量的减少恒温箱的开门次数,减少恒温箱的冷气外溢。5、恒温箱电源波动过大或者是反复断电时,应该暂停恒温箱的使用,拔出恒温箱电源插头,防止烧坏恒温箱的压缩机。并且在停电的期间,应减少恒温箱的开门次数,这样恒温箱能够延长食物的保鲜时间。6、恒温箱不能作为降温的设备使用,有的家庭为了更好的使室内降温,就将恒温箱门一直打开,让恒温箱中的冷气跑出,降低室内的温度,这样严重的损害了恒温箱的压缩机,增加了恒温箱压缩机的工作量。7、恒温箱的温控器在调整温度时应该夏季打开温控器的2、3档,冬季打开温控器的强档4、5档这样能减少恒温箱的耗电量。8、恒温箱中的食物不要放置的太多,食物放置时食物和食物之间要留有一定的空隙,方便冷气的流动,加速食物的制冷和保鲜。9、要经常打扫恒温箱的冷凝器、压缩机、箱体上的灰尘,方便恒温箱的散热。10、及时的对恒温箱冷冻室进行除霜,定期的对恒温箱的冷藏室进行清洗。11、在放置食物时,应该将热的食物放冷了之后再放入恒温箱之中12、恒温箱的使用时间一长,恒温箱内部就会散发出一股异味,因此我们需要对恒温箱定期的进行清扫,去除恒温箱内的异味13、恒温箱不是发出声音就是噪音。有一些声音是无法避免的,比如说“嘶嘶”“咕噜咕噜”这样的流水声是正常的。反之,没有这样的声音,可能恒温箱就有问题了。这些声音是恒温箱在制冷剂在制冷管道中循环的声音,属于正常现象。14、恒温箱在开启或停止时发出的“咯嚓”声音也属于正常现象。这是恒温箱内部件断开或者启动发出的声音,有时候还伴随着振动。15、有种风冷无霜恒温箱会发出轻微的滴答声,一些恒温箱也会听到吹风似的声音。这些都属于正常现象。16、有的恒温箱运行时带有一连串连续的“嗡嗡”的声响。这是压缩机连接U型管的声音,也属于正常的发声情况。大家不必担心。

-售后服务承诺:一、目的:为了更好地为顾客服务,提高公司经营信誉,增强市场竞争力,特制定本服务制度。二、坚持“质量优良、用户优良”的经营思想,将售后服务工作,提高到与产量要求同步。三、与供货方签订质量保证协议时,同时约定由供货方对医疗器械的维修条款。四、公司建立顾客访问制度,采取不定期上门访问、书面征求意见或利用各种机会等方式广泛征求顾客对本公司商量、服务质量的意见和要求,同时做好记录。对顾客反映的意见应及时反馈到有关部门,提出改进措施,并组织实施。五、对顾客来信、来电、来访提出的问题,有关部门应认真做好接待处理工作,做到态度热情虚心,处理及时公正。不管顾客提出的意见正确与否,都应虚心听取,沟通和加强与顾客之间的联系,并做好相关记录。六、公司建立客户档案卡,认真处理客户来信、来访。每件来函、复函、编号,按产品分别归档管理。七、对顾客在商量方面的反馈意见,应及时分析研究处理,认真解决用户提出的问题,同时将处理意见上报质量管理部门。八、制定切实可行的岗位责任制,逐渐使客户服务工作制度化、标准化,不断提高服务质量。九、随时了解市场信息,掌握同产品价格、质量信息,及时反馈给企业,促使正确决策。