

# 医院环氧乙烷气体灭菌器 医用器械低温EO消毒柜

产品名称	医院环氧乙烷气体灭菌器 医用器械低温EO消毒柜
公司名称	河南省强人净化工程有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 型号:SQ-H 别名:低温环氧乙烷灭菌柜
公司地址	河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区(注册地址)
联系电话	0372-5577505 18803722636

## 产品详情

### 环氧乙烷气体灭菌器 医用器械低温EO消毒柜

环氧乙烷灭菌技术已经成为医院怕热怕湿医疗器械灭菌的主要选择的方法之一,而小型环氧乙烷灭菌器则是实现医院选择该灭菌方法的主要类型装置。目前,市场上出现的台式环氧乙烷灭菌器体积较小,使用方便,很适合少量灭菌物品的场所,已为不少二三级医院所配备。

为了解此类环氧乙烷灭菌器装置的实际灭菌效果情况,我们选择一种小型台式环氧乙烷灭菌器,就其实际灭菌效果以及灭菌过程中环境中环氧乙烷的浓度情况进行了试验观察。现将结果报告如下。试验材料试验用环氧乙烷灭菌器为EO-2型环氧乙烷灭菌器,容积300L,分4层放入载物架。

灭菌器工作方式采用非压力型,灭菌过程不需要真空处理。灭菌用环氧乙烷为液体安瓿制剂,每支安瓿内装环氧乙烷20g。生物指示剂为枯草杆菌黑色变种芽孢制作的自含式生物指示剂管,模拟现场灭菌试验用该芽孢悬液。

环氧乙烷灭菌器属于通气型硬质容器,应放在通风良好的地方,切勿将它置于接近火源的地方。为方便维修及定期保养,环氧乙烷灭菌器各侧(包括上方)应预留51cm空间。环氧乙烷灭菌器属于灭菌器的一种,大家可能都听说过,可是对于它的灭菌步骤原理还不是很清楚,环氧乙烷灭菌器在灭菌阶段包括穿刺进药、灭菌、排气几个过程。环氧乙烷灭菌器在进行穿刺进药时,需要知道一些细节,在加湿成功后,真空发生器工作,抽空到真空下限,穿刺针顶出,穿刺气罐。穿刺结束后,压力变送器监视压力变化,判断压力是否符合要求,表明环氧乙烷气体的浓度。在整个灭菌阶段,灭菌室内始终保持负压状态,避免有环氧乙烷气体泄漏,灭菌时间由程序设定。

在灭环氧乙烷灭菌器菌结束之后,需要进行脉动抽空排除内室的环氧乙烷气体。具体过程是首先抽空到18kPa,然后进空气回升到55kPa,如此运行30分钟。在排气阶段,能排去灭菌室内大部分环氧乙烷气体,但灭菌物品内仍含有环氧乙烷残留,需作进一步处理。

规格：23L、80L、120L、220L、360L、460L、600L、800L、1立方、2立方、3立方、4立方、5立方、6立方

您好！欢迎观临厂家店铺，精准规格尺寸请咨询服务热线了解，谢谢