

# 医院过氧化氢低温等离子灭菌器 胃肠镜内窥镜器械消毒柜

产品名称	医院过氧化氢低温等离子灭菌器 胃肠镜内窥镜器械消毒柜
公司名称	河南省强人净化工程有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:三强 型号:SQ-D 用途:消毒消毒设备
公司地址	河南省安阳市滑县滑县新区漓江路与古城路交叉口东南角三强园区（注册地址）
联系电话	0372-5577505 18803722636

## 产品详情

### 医院过氧化氢低温等离子灭菌器 胃肠镜内窥镜器械消毒柜

低温等离子灭菌器主要用于医院里对灭菌消毒比较高的环境中，对一些设备的消毒灭菌具有周期短，快速，无毒等特点，是目前手术室等地的必备设备之一。为了达到消灭细菌病毒的目的，所以在使用低温等离子灭菌器时应注意一些事项，按照以下事项进行消毒可以使细菌消灭的更彻底。1、灭菌前检查灭菌器的状态是否正常,认真核对仪表的准确性;灭菌中认真观察灭菌器的温度、压力及过程情况;灭菌后检查打印数据的完整性、准确性，包外化学指示卡的变化等。2、装锅时将密封袋整齐的放入篮筐,使正面和背面对齐,避免叠放,使汽化灭菌剂能够有效接触灭菌物品。但要避免物品接触到灭菌室内壁。3、每天灭菌最后一锅完成后用干布清洁篮筐及篮筐架,保持灭菌器的室内清洁。4、灭菌剂中的活性成分是过氧化氢,很容易渗入皮肤。接触溶液或灭菌程序为完成而取物品时,一定要配戴乳胶或乙烯手套。如果接触到皮肤,立即用大量水彻底冲洗接触部位大约5min。

规格：60L、100L、130L、190L

现在的低温等离子消毒柜的使用来说必须要很好的保证它的一些使用规范问题的，一般的现在的低温等离子消毒柜的使用必须要很好的实现基本的一些消毒效果必须要很好的保证它的使用环境才能保证他的消毒效果的，具体的低温等离子消毒柜的使用对于使用环境都有什么要求呢？

低温过氧化氢等离子消毒柜消毒原理为：在一定真空度（低于60pa），在一定温度下（50℃），60%过氧化氢汽化扩散到整个腔体，与被消毒器械表面的细菌接触，达到消毒的目的。所以说在使用低温等离子消毒柜的时候一定要设置正确，也要更好的去保证低温等离子消毒柜的一些合理的利用的，一般的对于现在的低温等离子消毒柜的使用来说必须要很好的保证它的一些使用规范问题的。

您好！欢迎观临厂家店铺，精准规格尺寸请咨询服务热线了解，谢谢