

4 实验室冰箱800-1000L

产品名称	4 实验室冰箱800-1000L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79798.00/台
规格参数	品牌:福意联冰箱 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

普通家用冷柜一般只用于家庭冷冻食物，还有一些超市等冷藏食品，而实验室冷柜相比较而言更具有性，实验室冷柜多用于医药、化工、工业生物冰箱、食品工业、生物冰箱工程、生物冰箱医药、高等院校、科研机构、健康售后机构、卫生域、环保域。

4 实验室冰箱800-1000L公司-福意联产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。“德敬人、以诚立人”是公司的。“精益求精、勇于创新”是福意联人执着的追求。顾客的需求，是我们的目标。我们愿以优良的产品、优惠的价格，随时为您提供优良的售后。

4 实验室冰箱800-1000L用途：适用于医院、血站、卫生防疫系统、疾控、科研院所、高校实验室、电子、化工、生物冰箱工程、远洋渔业等单位部门使用，具有体积小、重量轻、省电及绿色环保等优点。

4 实验室冰箱800-1000L参数：

【型号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】310w

【额定电流】2.4A

【噪 音】50dB(A)

【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48 每度可调

【制冷剂用量】R134a(382g)

【型 号】FYL-YS-1028L

【输入功率】360w

【噪 音】50dB(A)00

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2115 mm

【有效容积】1028L

- 1、温度2-48 每度可调，可以恒温设定4℃，具有温度锁定和温度断电记忆功能
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 6、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 7、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、箱体采用的彩涂板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 11、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 12、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 13、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

实验室冷柜的六大使用须知

- 1.搬运方面的注意事项。搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。
- 2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。
- 3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。
- 4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。
- 5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。
- 6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。