

# 进口手术台 华昇器械 手术台

产品名称	进口手术台 华昇器械 手术台
公司名称	山东华昇医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15588736678

## 产品详情

### 手术台

- 4、手按控制板应挂在手术台侧面钢轨上。其线路应避面夹伤、压伤，电动手术台，警备线路破坏。
- 5、勿安排重物于电源线上或让推车辗过电源线。
- 6、勿让病人坐在手术台的头板、手臂板或腿板上，过重重量可造成配件弯曲破坏。头板与腿板载重40kg，当两腿板离开高出45。时，只可载重20kg。手术台蒙受的重量不宜高出150kg。
- 7、勿将物品、配件或重物放于手术台底座的外盖上。

### 手术台

- 4、手按控制板应挂在手术台侧面钢轨上。其线路应避面夹伤、压伤、防止线路报坏。
- 5、勿放重物于电源线上或让推车辗过电派线。
- 6、勿让病人坐在手术台的头板、手价板或腿板上。过重重母可造成配件弯曲报坏。头板与陇板载盆40kg。当两腿板分开超过450时只可毅爪20kg。手术台承受的爪最不宜超过150kg。
- 7、勿将物品、配件或重物放于手术台底座的外盖上。
- 8、手术台和附件的清洗、消毒：
  - (1)使用含表面活性荆和磷胶盐的弱玻性清洁荆清洁手术台和附件。
  - (2)手术台的消毒应使用含乙限荃的表面稀释消毒手术台，不能使用抓、含抓化合物及含乙醉的混合物，

以免腐蚀金属表面。

(3)勿使用清洁剂和清水喷洒或冲洗底座，防止内部的电气控制系统短路报坏、零部件生锈或故障。

9、勿连续操作油压马达超过5分钟，以避免故障。

10、购买时尽足统一厂家，以减少使用和管理的倪乱。同时配件也可通用，避免重复响置、资派浪费。

11、做好配件管理，在不使用时应有序地放置在专用放皿架上，定期检查，以防遗失和损坏。

12、掌握电动手术台的正确阅节方法及不同况件的用途及安装方法。

13、定期检查电动手术台的功能，由专业人员做好保养工作，手术台，确保手术的正常使用。电动调节式手术台要按时充电，以方便术中使用的。

电动手术台基本的作用是调整手术体位，使手术能够更加顺利的进行。在颈部、胸腹部、四肢、泌尿和五官等各部位手术都能适用，手术台品牌，为了能够不出现差错的进行手术，我们应该学会使用时应该注意什么，那么我们如何进行安全使用呢？

在讲解注意事项之前，我们首先要了解他的特点，电动手术台外型美观，智能化，符合人体工程学设计表面光洁度高，还具有耐腐蚀，使用寿命长等特点，以下是电动手术台的安全使用的注意事项内容：

1、按下手按控制器面板上的电抓开关，进口手术台，以进入操作准备阶段。

2、正确启动与释放底座刹车，阶下底座旁的刹车助板，并移到固定杆下固定，以启动中央机械式煞车装置来固定手术台。

3、防止意外伤害

(1)防止倾倒：打开底座刹车后，未锁定和固定电动手术台，此时操作手术台或旅移转换病人，可发生手术台移位、倾斜造成病人坠床。所以完成调节操作后一定要锁定手术台。

(2)防止夹伤或压伤：当释放底座刹车时，请勿把脚放工在底座下。

(3)防止绊倒：电线放于适当的位，避免行走时被绊倒。

(4)防止触电：当电器检修盖或控制零组件被移走时，请勿操作或维修手术台。

(5)防止灼伤：使用电刀时，防止皮肤接触手术台的金属部位，避免旁路灼伤。

进口手术台-华昇器械(在线咨询)-手术台由山东华昇医疗器械有限公司提供。“I,II类器械及耗材销售”就选山东华昇医疗器械有限公司（www.hsylqxu.com），公司位于：山东省济宁市曲阜市新天地商务楼6号楼603室，多年来，华昇器械坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华昇器械期待成为您的长期合作伙伴！