

手术台 手术台品牌 华昇器械

产品名称	手术台 手术台品牌 华昇器械
公司名称	山东华昇医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15588736678

产品详情

手术台如何安全的使用电动手术台？

电动手术台基本的作用是调整手术体位，使手术能够更加顺利的进行。在颈部、胸腹部、四肢、泌尿和五官等各部位手术都能适用，为了能够不出现差错的进行手术，我们应该学会使用时应该注意什么，那么我们如何进行安全使用呢？

在讲解注意事项之前，我们首先要了解他的特点，电动手术台外型美观，智能化，符合人体工程学设计表面光洁度高，还具有耐腐蚀，使用寿命长等特点，以下是电动手术台的安全使用的注意事项内容：

- 1、按下手按控制器面板上的电抓开关，以进入操作准备阶段。
- 2、正确启动与释放底座刹车，阶下底座旁的刹车助板，并移到固定杆下固定，手术台品牌，以启动中央机械式煞车装工来固定手术台。
- 3、防止意外伤害
 - (1)防止倾倒：打开底座刹车后，未锁定和固定电动手术台，此时操作手术台或旅移转换病人，可发生手术台移位、倾斜造成病人坠床。所以完成调节操作后一定要锁定手术台。
 - (2)防止夹伤或压伤：当释放底座刹车时，请勿把脚放工在底座下。
 - (3)防止绊倒：电线放于适当的位，避免行走时被绊倒。
 - (4)防止触电：当电器检修盖或控制零组件被移走时，请勿操作或维修手术台。
 - (5)防止灼伤：使用电刀时，防止皮肤接触手术台的金属部位，避免旁路灼伤。

手术台

电动升降底座的升降机制是完全脚踏式，无论是向上还是向下，允许快速和容易调整桌面到一个舒适的高度和位置。抽上一橡胶踏板的动作顺利升降机台面。向下按压释放杆使台面滑向下降到低位置。台顶部台面高度可从79到104公分（31-41）调整。平顶台面高度可从75到100公分（29-1/2到39-1/2英寸）调整。沉重的基地提供真正的稳定，包括调平螺丝。底座盖板由重轨，手术台，磨光304型，无腐蚀性的不锈钢，产妇手术台，以提供服务的一生。

电动手术台是开展外科手术的 platform。手术助手根据手术要求将手术台调整到所需体位，让手术视野充分暴露，也便于对病人进行诱导与输液给药，使得手术顺利开展。

随着科学技术的发展，手术台已由人工驱动式发展为电控液压式，即电动手术台。电动手术台不仅操作更加便捷、省力，还增强了患者不同体位的安全性和稳定性，并向着多功能、专业化这两个方向发展。

电动手术台是采用微电电脑、双控制器控制，以电动液压为动力，由调速阀、控制开关以及电磁阀构成主体控制结构，经过电动液压齿轮泵提供液压动力源，对各个双向液压油缸的往复运动进行控制，同时可使用手柄按键控制手术台进行不同位置的变换，比如左右倾、前后倾、升降、腰背部升降、移动固定等功能，以达到手术操作要求。被广泛的应用在常规手术、外科（神经外科、胸外科、普外科）、五官科（眼科等）、妇科手术等科室的可实行多方位操纵的多功能综合手术台。

手术台-手术台品牌-华昇器械(优质商家)由山东华昇医疗器械有限公司提供。山东华昇医疗器械有限公司（www.hsylqxu.com）在医疗器械制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，华昇器械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：付经理。