

生物质颗粒热量测试仪用途—生物质颗粒热值检测仪

产品名称	生物质颗粒热量测试仪用途—生物质颗粒热值检测仪
公司名称	鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹤壁标创仪器 型号:ZDHW-9Y 功率:150
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段小庄市场向东200米路北
联系电话	0392-2190039 13503920302

产品详情

生物质颗粒热量测试仪用途—生物质颗粒热值检测仪生物质颗粒热量测试仪用途—生物质颗粒热值检测仪《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》生物质发热量检测仪，生物质热值分析仪器，生物质大卡化验设备，测量生物质发热量的仪器，检测生物质热值的设备，化验生物质燃料发热量的仪器

资料

【1】整个化验过程全中文汉字显示的操作界面提示，防止了在热值化验过程出现的操作错误。

【2】独立的水循环制冷系统从微观上杜绝了因油热值实验数量增加而造成误差。

【3】把颗粒燃料放到机器，直接按发热量键，15分钟实验完毕，自动打印结果。整儿实验过程全部汉字显示。

高度的智能化：一键式的操作方式，把复杂的颗粒热值检测便的简单化，是简单中的不简单。检测结果可直接用于仲裁的依据。维护的简单化：特有的故障自行诊断功能，便于仪器的维护。

自动定量水，自动搅拌，自动点火。误差补差系统同时具备外筒贮水量大，热稳定性好等功能，中文菜单式操作界面，直观易学、性能稳定可靠，采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。测试精度高：采用精确温度测量系统，温度分辨率可。

安装：

使用前的准备：

开箱检查：仪器在运输过程中可能受到损伤，因此开箱后应仔细检查仪器外表是否有损伤的地方，是否缺件。

生物质颗粒热值发热量专用仪器设备加水的具体方法：

- 1、安装氧弹支架。
- 2、安装冲氧仪。
- 3、安装油热值专用氧气减压器。
- 4、插上电源（220V）。
- 5、选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面，选择【排水实验】，往仪器加水50升。

生物质燃料量热仪加满蒸馏水，加满水后应当静置8到24小时，让油品热值仪机器的温度与环境温度达到一致，方进行使用。

参数特点：

- 一、单片机系统控制，中文汉字液晶显示屏
- 二、采用卧式（立式）分体结构。
- 三、自动实现搅拌、点火、数据采集和处理。
- 四、内置微型打印机自动打印结果。
- 五、测温范围：5-40 。
- 六、温度分辨率：0.0001k。
- 七、精密度： 0.1%。
- 八、热容量：约10450J/K。
- 九、外水桶容量：约40L。
- 十、内水桶容量：约2.1L。
- 十一、工作电源：AC220V \pm 20V，50Hz \pm 1Hz。
- 十二、主机功率： 80W。