

双人洁净工作台 中山洁净工作台 雅宁净化

产品名称	双人洁净工作台 中山洁净工作台 雅宁净化
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

怎么样好好使用净化工作台

净化工作台怎么去用，他主要是用来干什么的？这就要好好的去安装使用净化工作台了。后期更要注意净化台的维护情况了。

净化工作台是医药卫生、生物工程、科学实验等领域用于无菌无尘净化环境的局部净化单元。空气经顶/后部的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱，经高效空气过滤器在上侧部均匀吹出，形成高度净化度的水平/垂直空气幕，去除工作区域内的原自然空气，中山洁净工作台，开机后五分钟即达到理想的高净化度空间。采用可调风机无极调节风量大小，双人洁净工作台，轻触型开关调节电压旋钮，保证工作区内的风速始终处于理想状态。

洁净工作台工作简述

- (1) 对新安装的或长期未使用的超净工作台，使用前必需对超净工作台和周围环境先用超静真空吸尘器或用不产生纤维的工具进行清洁，再采用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌处理；
- (2) 操作区内不允许存放不必要的物品，保持操作区的洁净气流流动不受干扰；
- (3) 操作区为层流区，所以工作的位置不应妨碍气流的正常流动，工作人员应尽量避免引起扰乱气流的动作；
- (4) 操作区的使用温度不可以超过60℃；
- (5) 使用台时，应提前50min开机，同时开启紫外杀菌灯，处理操作区内表面积累的微生物，30min后关闭杀菌灯，启动风机；

(6) 工作时关闭杀菌灯，否则会对人体有伤害，如需照明，开启“照明”键开关，日光灯亮照明；

(7) 操作者应穿着洁净工作服、工作鞋，戴好口罩、帽子，洁净工作台标准，以保证工作区洁净卫生；

(8) 操作结束后，清理工作台面，收集各废弃物，关闭风机及照明开关，用清洁剂及消毒剂的擦拭消毒；

(9) 最后开启工作台紫外灯，照射消毒30分钟后，关闭紫外灯，切断电源，如工作中发现问题，洁净室工作台，立即上报检修。

超净工作台是自控工作单元适用于水平或垂直薄片的流动洁净模型，能被放置于洁净室以创造一个极其洁净的工作环境，或者用于为一些不需要全部洁净的小单元来提供独立的清洁环境。

超净工作台结构说明：

- 1) 坚硬、耐腐蚀的电镀钢板结构、耐磨损、耐高温、防尘
- 2) 装有速度控制器的永久润滑直接驱动中枢风机（低震动）
- 3) 高品质的高效过滤器能为产品提供保护（过滤效果达99.999%，0.3微米以上）
- 4) 超低的噪音水平（低于59dBA）
- 5) 持久易净的不锈钢顶层
- 6) 可选择听觉和视觉的低气流环境警报
- 7) 荧光灯安装在工作空间之外，以便于减少空气流，且易于更换
- 8) 专门的防漏清洗设计，消除空气死角和由于密封装置老化导致的过滤器周围的外漏
- 9) 操作区洁净度为100级（美国联邦标准209E）

双人洁净工作台-中山洁净工作台-雅宁净化(查看)由东莞雅宁净化科技有限公司提供。“研发,产销：净化设备,空气过滤器,空气净化工程”就选东莞雅宁净化科技有限公司（www.dgync.com），公司位于：东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号，多年来，雅宁净化坚持为客户提供好的服务，联系人：吴彬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅宁净化期待成为您的长期合作伙伴！