

江苏洁曼生产商浅谈医用干燥柜保养工作

产品名称	江苏洁曼生产商浅谈医用干燥柜保养工作
公司名称	江苏洁曼医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:洁曼 型号:医用干燥柜 产地:江苏
公司地址	泰州市姜堰区张甸镇工业集中区（注册地址）
联系电话	18451661555

产品详情

作为优质的医用干燥柜生产商，江苏洁曼供应的医用干燥柜的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。干燥过程需要消耗大量热能，为了节省能量，某些湿含量高的物料、含有固体物质的悬浮液或溶液一般先经机械脱水或加热蒸发，再在干燥机内干燥，以得到干的固体。医用干燥柜箱在停机前，必须先关掉电磁阀或手阀，将制冷剂收回到储液筒内，以免残留于蒸发器的受热生压而出故障。

医用干燥柜箱为确保油循环管道畅通，油箱内不得混入其他杂质和水分。

使用多次后，真空泵油会发生变质，应立即更换。

发现真空封闭不良，可用麦氏真空表分段检查。

电器系统要经常保持干燥，放置受潮。

要保持干燥箱隔板清洁干燥，放置受潮腐蚀。

每次使用冻干机后，用酒精把传感器擦洗一次。

当操作台上总电源断开后，操作台上还有380V电源，注意维修安全。

如遇电气制冷循环温度低于0 时，应将全部冷却水管内的存水放净，以防冻裂。

注意事项

因此在启动设备时，江苏洁曼医用干燥柜生产商提醒必须事先打开冷却水阀，并经常注意其冷却情况。

干燥箱的温度在低温时开启循环油泵，必须同时开启油加热器，以防油箱内冷却水管冻裂。