

医用低温环氧乙烷灭菌柜EO消毒柜80L120L220L360L

产品名称	医用低温环氧乙烷灭菌柜EO消毒柜80L120L220L360L
公司名称	河南爱慈达医疗器械销售有限公司
价格	.00/台
规格参数	加药方式:内置穿刺式自动加药 消毒时温度:50 ± 3 电源:AC220V/50Hz
公司地址	河南省安阳市滑县新区漓江路与古城路交叉口50米路南
联系电话	15333721997

产品详情

医用低温环氧乙烷灭菌柜EO消毒柜80L120L220L360L

环氧乙烷灭菌器操作是指对畏热、畏湿的诊疗器械进行灭菌的过程。它的作用是用来满足临床需求，保证物品的灭菌质量。环氧乙烷灭菌器的操作过程：1.操作者衣帽整洁，洗手，戴手套；2.打开空气压缩机、净化干燥机，待空气压力达0.8MPa时，打开灭菌器电源，检查打印机是否正常(在操作以上两步时，需要注意检查装载架与推车连接的完好性)；3.打开灭菌器柜门，检查储水瓶水量，装气罐(水量太少应及时添加)；4.将包装好的物品和生物检测包按要求摆放在专用篮框内，放入灭菌器，顺时针旋转手柄至垂直，关柜门；5.设定温度55、通气时间12h，按“开始”键进入灭菌程序；6.灭菌完毕、按停止键结束程序，逆时针旋转手柄，30-60s后柜门自动打开(灭菌程序未完成时，不能打开柜门)；7.将灭菌物品取出，分类放置于无菌物品存放区；8.去除生物检测包，做生物检测(判断本锅次灭菌是否合格)；9.记录监测结果。

您好！欢迎观临厂家店铺，价格详情和规格参数请咨询服务热线了解，谢谢