

实验室用负20度低温冰箱 零下20 冰柜

产品名称	实验室用负20度低温冰箱 零下20 冰柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	498561.00/台
规格参数	品牌:福意联低温冰箱 型号:FYL-YS-128L 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

实验室用负20度低温冰箱公司-

北京福意电器有限公司我们经营恒温箱、干燥柜、冷藏箱、冷冻箱，竭诚为各大专院校、科研院所、化工、医疗、农业、畜牧、环保等企事业单位提供优良的产品和优良的服务。争创优良的、优良的产品、优良的质量，是我们永恒不变的承诺。

[福意联-李国轩138 1123 7849 / 138 1130 5308]

实验室用负20度低温冰箱

用途：

用于科学研究、医辽用品的保存、生物冰箱制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存。

实验室用负20度低温冰箱参数：

型号：FYL-YS-128L箱体尺寸（）：550*560*850产品包装（）：580*590*880额定电压：220V额定频率：50HZ额定输入功率：110W额定电流：0.7A耗电量：0.56Kwh/24h噪声：39dB（A）箱内温度控制范围：-30 到10 防触电类型保护：I制冷剂/用量:R600a/47重量：30kg

实验室用负20度低温冰箱产品特点：

优良的温度控制：采用微电脑优良控制器，温度10 ~ -30 自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态。 数字式按键控制温度，液晶温度显示屏，门体安全锁。 超温报警功能：开机延时，停机间隔等保护功能，确保运行可靠；快速冷冻功能。 独特的制冷系统：优良的压缩机制冷，制冷速度快，无氟制冷剂。超厚保温层，保温效果好。 人性化设计：高雅的橘面塑粉喷涂；安全门锁设计，防止随意开启；

实验室冰箱初次使用时的注意事项:1、检查安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查。3、检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220V、50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242V之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会烧毁压缩机。4、请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。5、检查无误后，冰箱静置数小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与的修理人员联系。6、实验室冰箱在存放物品前，先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入物品，存放的物品不能过多，尽量避免冰箱长时间满负荷工作。