

「老人病床」-老人病床厂家-老人病床生产厂家

产品名称	「老人病床」-老人病床厂家-老人病床生产厂家
公司名称	衡水宇晨医疗器械有限公司
价格	131.00/张
规格参数	品牌:宇晨 产地:衡水 包装:纸箱
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	15369860704

产品详情

老人病床A老人病床厂家A老人病床生产厂家

老人病床分类:

1单摇病床:手动单摇护理床是医院常用病床后背是0-75度任意调接,床面分为冷压板和方管材质,床头分为普通圆管床头和ABS床头、不锈钢床头等。适用于轻度患者使用,用途为医院、养老院、护理机构等。配件有(铝合金护栏、餐桌、床垫、静音轮、有无便孔)等。按照客户要求选定。

2双摇病床:双摇护理床后背是0-75度任意调接,下肢高台45度,床面分为冷压板和方管材质,床头分为普通圆管床头和ABS床头、不锈钢床头等。适用于较重患者使用,配件有(铝合金护栏、餐桌、床垫、静音轮、有无便孔)等。按照客户要求选定。

3多功能病床:洗头功能、功能便孔、洗脚功能、起背、落腿功能、轮椅功能、左右翻身功能。诸多功能为一体。适用于各种患者使用,配件有(6分床垫、静音轮、餐桌、护栏、输液架、洗头盆)等.无需选定,全部配齐。

老人病床安装

- 1、脚轮,有两个带制动闸,把带有制动闸的两脚轮对角安装在床架床腿上的螺孔内;再把剩余的两个脚轮安装在其余两个床腿的螺孔内。
- 2、背位床面的安装:将背位床面与床架用背框销轴连接好,再把销轴用开口销锁好。
- 3、床头的安装:分别将床头对准背位床面两侧的孔位插入,拧紧两侧的紧固螺丝。

- 4、背位气弹簧的安装:向上推起背位床面至90度角，将背位气弹簧带有螺丝的一端拧入背位床面底部的气弹簧支撑座再把气弹簧下支撑座与床体大架的U字用销轴连接在一起，再用开口销把销轴锁好。
- 5、侧位气弹簧的安装:侧位气弹簧的安装与背位气弹簧的安装相同，只需轻抬侧位床面，将侧位气弹簧下撑座与床体按下U字用销轴连接起来，再用开口销把销轴锁好。然后按下侧位控制按钮将侧位床面置水平位置。
- 6、足位床面的安装:首先将足位床面翻过来，把孔管与孔管上支撑座用销轴连接在一起，用开口销锁好。再回旋孔管滑套支架两侧的螺丝，把孔管滑套两侧孔对准支架上的螺丝，用扳手拧紧螺丝。拿起足位床面与大腿位床面的连接孔对接用足框销轴穿好，再用开口销锁好即可。
- 7、足位护栏的安装:把两个足位护栏分别紧固到足位床面的安装孔内，穿上螺丝拧紧即可。
- 8、安全带的安装:取出安全带，绕过头位床面的软垫，穿过头位床面背后的两个限位孔即可。