

500度真空箱 真空箱 标承实验仪器

产品名称	500度真空箱 真空箱 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

充氮真空箱的周维护

- 1、清洁并用真空桂脂润滑真空箱门密封。
- 2、检查门区域保护开关动作的正确性。
- 3、检查过滤器的滤芯，确定是否需要更换。
- 4、检查真空泵入口过滤器是否有堵塞，并定期清洁。
- 5、检查充注回收系统管路、真空箱充气管路的是否堵塞，如有堵塞进行更换

充氮真空箱的周维护

- 1、清洁并用真空桂脂润滑真空箱门密封。
- 2、检查门区域保护开关动作的正确性。
- 3、检查过滤器的滤芯，确定是否需要更换。
- 4、检查真空泵入口过滤器是否有堵塞，并定期清洁。
- 5、检查充注回收系统管路、真空箱充气管路的是否堵塞，如有堵塞进行更换

充氮气注意事项

- 1、试验完毕，打开放气开关，直至压力表指针回到零位。
- 2、按电源（关），充氮高温真空箱停止工作。
- 3、充氮气时，打开充氮开关，注意：氮气进气压力应不大于0.5kg/cm²，氮气减压阀应处调整到不大于0.5kg/cm²，否则充氮气软管可能受损，造成设备不能被正常工作
- 4、遇到临时停电或急着关机时，箱内的温度必须降到200 以下，避免硅橡胶密封条烧坏。

通过程序控制真空循环，设定真空度50Pa，真空箱厂家，真空度900Pa，真空箱，循环次数6次，随着每一个循环的进行，湿度不断降低，干燥速度明显加快，循环次数可达99次

真空箱和干燥箱型号

101a型电热鼓风干燥箱101-1，101-2，101-3，400度 [2014-12-29]

101A型电热鼓风干燥箱参数： 型号：101A-0，101A-1，101A-2，101A-3，101A-4。 工作电压（V）：220，高温真空箱，220，220，220，220。 控温范围（ ）：RT+10-300，RT+10-300，RT+10-300，RT+10-300。 功率（KW）：1.6，1.8，2.2，4.0，6.0。

3min成为购买真空干燥箱行家 [2014-12-25]

怎么样才能成为真空干燥箱的行家呢，下面是小白与大家分享的。首先要明白产品的最基本的基础知识了。

1

要从真空箱密封性，密封不好容易出现漏气，真空度达不到。土方法检测就是放到水里，看是否漏水。

2。干燥箱内胆材质，一定需要304的，主要防生锈，生锈就容易漏气，如何鉴定304，买化学水滴下就可以了

3 外部观察，钢材越厚质量越... ..

真空干燥箱结构图，真空泵图片 [2014-12-20]

DGG-9240A立式恒温电热鼓风干燥箱常见故障 JPG - 621x426 - 18KB JPG - 297x275 - 34KB
电热真空干燥箱|电热真空干燥箱资料大全| JPG - 310233 - 13KB 干

500度真空箱-真空箱-标承实验仪器由上海标承实验仪器有限公司提供。“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”就选上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn），公司位于：上海市松江区佘山工业园区强业路18号，多年来，标承实验仪器坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。标承实验仪器期待成为您的长期合作伙伴！