

真空箱生产 真空箱 标承实验仪器

产品名称	真空箱生产 真空箱 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

真空箱适用范围：

真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、医用卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，特别适用于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

产品特点：

真空环境下可以降低液体的沸点，真空干燥可以应用于热敏性物质。粉末或其他颗粒状样品可以有效缩短干燥时间。

加热元件位于箱体内部隔板上与传统真空干燥箱相比加热时间缩短50%（除6050系列与6250外）。

液晶微电脑智能PID温度控制器多组数据显示，菜单式操作界面，简单易用，控温精准波动小。

具有温度校正、超温报警、定时设定、来电恢复、参数记忆等功能。

外壳采用冷轧钢板制造，新能源真空箱，表面采用先进喷涂工艺，真空箱生产，内胆采用不锈钢材质，四角半圆弧设计易清洁。

工作室与外箱之间保温材料为玻璃纤维保温材质，保温层厚度加厚处理，隔温效果良好，内胆热量损失少，工作室与外箱之间设计合理，减少了热源的损失，双层钢化玻璃密封门方便观察工作室内部物品。

箱门松紧可以任意调节，密封圈是整体成形的硅橡胶密封，确保箱内高真空不漏气。

采用特殊工艺冲压而成的铝搁板，具有高温不氧化，导热快。

储存、加热、试验和干燥在真空环境下或者充入惰性气体不会导致氧化。

自动真空度：

数显真空计自动控制真空度，真空计采用了电阻硅管压力传感器，保证稳定的压力值，通过控制面板可方

便地将真空度控制在所需要范围的两路点间，充氮真空箱，为您提供更加精准有效的真空度控制。

真空干燥箱使用范围

真空干燥箱专为干燥热敏性，易分解和易氧化物质而设计的，能够向内部冲入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

二、真空干燥箱适用范围：

真空干燥箱广泛应用于生物化学，化工制药、医用卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌只用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

真空箱多次使用后问题

真空箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200 时，会产生慢漏气现象（除6050、6050B、6051、6053外），此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座，调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。

真空箱多次使用后问题

真空箱经多次使用后，会产生不能抽真空的现象，此时应更换门封条或调整箱体上的门扣伸出距离来解决。当真空箱干燥温度高于200 时，真空箱，会产生慢漏气现象（除6050、6050B、6051、6053外），此时拆开箱体背后盖板用内六角扳手拧松加热器底座，调换密封圈或拧紧加热器底座来解决。

真空箱生产-真空箱-标承实验仪器由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司（www.bcsy.sh.cn）为客户提供“各类电热鼓风干燥箱,高低温试验箱,高低温恒定湿热试验箱等”等业务，公司拥有“标承”等品牌。专注于试验机等行业，在上海 松江区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。

