

# 辰晨器械追求卓越 医院手术台 手术台

产品名称	辰晨器械追求卓越 医院手术台 手术台
公司名称	山东辰晨医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15376577770

## 产品详情

### 手术台

电动手术台基本故障维修方法如下：

1、一台手术台台体无法升高但能降低检查发现在按下上升键时不到电机启动的声音。断电拔下手柄控制盒，打开，用万用表测量按键正常，继续测量连接线，电动手术台，发现控制上升的连接线断路，重新焊接后，工作正常。此后又出现过其它位置不受控制或失灵的情况，经检查都是控制盒连线的故障，因该连接线出厂就很短，加之操作者使用不当，医院手术台，在修复了几次后，连接线越来越短，然后我们找到一根较长的连接线，按照原样重新焊接好，使用至今。

### 手术台

电动妇科产床及检查床，采用先进的微电脑控制和电动液压传动系统，产品结构独特，操作简单，安全可靠，品质已达到国际水平，手术台，单边立柱设计，X光透视空间，更适合泌尿外科、胸外科、肾脏外科和需要配合C型臂、X光机使用的科室。优势和特点采用了微电脑控制，先进的电动液压传动技术，替代了传统的电动推杆传动技术，使体位摆放更准，运用速度更均匀，平稳；液压系统主要部位均采用原装进口部件，整体性能更加可靠，经久耐用；功能完备，操作简单，手术台图片，床面一键水平复位功能，可使床台在任何角度下，于短时间内回复水平。手术体位记忆功能，使床台设定于任何记忆体位后，可随时回复此记忆体位；两套独立的液压动力源：手术台的液压马达、液压泵、微电脑控制板、控制器等均有两套相互独立的系统并可相互切换使用；整个系列产品床垫均使用医用聚氨酯一次成形的技术，皆具备绝缘及抗燃防水等特点。符合安全标准，表面无缝隙，抗细菌易清洁；全台采用304不锈钢材料制成。

电动手术台使用时应注意哪些事项

1. 摆放体位前一定要确保手术床已锁定；
2. 手术床手术部位中心要正对无影灯中轴，以利于手术野灯光的调节；
3. 清醒患者告知患者手术床较窄，不能乱动以防坠床，调床先告知；
4. 当病人处于较大角度的倾斜（左右、头脚）时，要保证病人已正确固定；
5. 头板侧轨勿放托手板；头脚板下折后应注意避免与底座或地面碰撞；
6. 电动床调节过程中要关注床的各线路不受压损伤，以保持绝缘层完整性；
7. 及时清除床垫上的污迹，可用20%的酒精清洁消毒；
8. 手术台面在使用前后均需用清水湿抹布擦拭，保持干燥清洁；
9. 严禁用水冲洗，消毒地面时应将手术台底轮落下推至干燥处。

辰晨器械追求卓越(图)-医院手术台-手术台由山东辰晨医疗器械有限公司提供。山东辰晨医疗器械有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是一家从事“I,II类器械及耗材销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“辰晨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使辰晨器械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！