

一次性医用无菌B超套

产品名称	一次性医用无菌B超套
公司名称	广州朗译贸易有限公司
价格	.01/个
规格参数	
公司地址	广州市增城区增江街东桥东路1号4幢之一
联系电话	020-86089060 18011703247

产品详情

本产品为一次性医用产品，其主要用于需要无菌隔离保护的医疗器械及医疗用品的防护。主要材质为进口聚乙烯薄膜。该产品系无菌包装，术前将其直接套在导线或仪器上，可充分保证术部无菌环境。术后一次性清除，具有方便、清洁减少了医务人员的工作强度的优点，有效节约了仪器维护及导线更换的开支。无菌保护套是由复合纸塑袋包装并密封的产品，经环氧乙烷灭菌处理，并经各项性能检测合格后，供应给医疗单位或个人使用。灭菌后无菌保护套后作为无菌产品，只限于一次使用，用后应予以销毁。使用方法：使用时只需将已消毒的弹性探头套从消毒袋中取出，套在探头上，到探头套口及探头导线上，便可

达到探头隔离

无菌操作的目的，使用极为

方便可靠。随着各种医疗设备的快速发展，各种[检验](#)

、治疗仪器也越来越多的应用到[外科](#)

手术治疗中[1]。手术中B超的应用也越来越广泛。由于B超探头是直接使用在手术野上，所以探头必须达到[灭菌](#)状态方可使用。探头不能高压灭菌，多数[医院](#)一般采用2%碱性[戊二醛浸泡](#)对其进行[消毒](#)，但此[方法](#)若要达到灭菌所需时间太长，术中不可能长时间等待。我院[手术室](#)采用3L公司生产的无菌保护套对B超探头进行保护，及时有效保证了手术的顺利进行，取得满意效果，现介绍如下。

1 材料与amp;方法

1.1 材料

3L无菌保护套1个，7号丝线或无菌橡皮筋1根，灭菌 [石蜡油](#)。

1.2 方法

器械护士穿好无菌手术衣，戴好无菌手套后，双手食指在保护套内侧，其余四指在保护套外侧将保护套从头端到尾端收紧，器械护士一手放于收紧后的保护套外底部将保护套反套于手上，保护套内底部滴上少许石蜡油。巡回护士或B超室医生将B超探头递到器械护士套了保护套的手里，由器械护士将保护套的边缘顺着探头导线向下套，巡回护士或B超室医生协助将其套好。器械护士将B超探头移到保护套底端边角上，将保护套的底端光滑平整的一面与探头接触，**然后**用7号丝线或橡皮筋将其扎紧即可。

2 讨论

使用无菌保护套保护B

超探头，可使直接用于手术野的探头达到灭

菌，大大降低了**感染几率的发生**。应用保护套可防止病人的**血液、体液等污染**

B超探头，

造成院内交叉感染。

避免了因反复使用2%碱性戊二醛浸泡消毒

，对B超探头造成的**损伤**

。石蜡油能很好的使保护套和B超探头紧密贴合在一起，不会对B超结果产生影响。使用穿套保护套时应严格**无菌操作** [23]。此方法取材方便，操作简单、快速，同时也减轻了手术室护士的工作量。