

实验室化学试剂冷藏柜

产品名称	实验室化学试剂冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	798789.00/台
规格参数	品牌:福意联冷藏柜 用途:储存化学试剂 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

实验室化学试剂冷藏柜注意事项-

普通家用冷柜一般只用于家庭冷冻食物，还有一些超市等冷藏食品，而实验室冷柜相比较而言更具有性，实验室冷柜多用于医药、化工、工业生物冰箱、食品工业、生物冰箱工程、生物冰箱医药、高等院校、科研机构、健康服务机构、卫生域、环保域。在使用过程中我们要注意那些方面呢？

实验室冷柜的六大使用须知 1.搬运方面的注意事项。搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既通过冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

实验室化学试剂冷藏柜产品说明：本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，通过控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保证储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

实验室化学试剂冷藏柜用途-

特别适合药品房、化验室、实验室、检测室、科研所、畜牧场、养殖场、制药厂、食品厂、化工厂、电子厂、机械厂、食品厂等单位储存药品、试剂、食品、材料或作为恒温实验环境等设备使用。

实验室化学试剂冷藏柜参数：

实验室化学试剂冷藏柜售后：

我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保证出厂的产品均按有关标准经营和检验，不合格的产品决不出厂。3、保证严格履行、产品三包，严格执行工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内。

实验室化学试剂冷藏柜特点：

风冷，电加热补偿系统，优良微电脑控制，箱内温度恒定控制在2-8 范围内 三种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警） 两种安全运行程序（传感器故障安全运行程序、数字紊乱安全运行程序） 外门防凝露的应用，85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察 透明真空钢化玻璃门 安全门锁设计，防止随意开启 大屏幕数字温度显示，便于观察 宽电压带，适合187~242V电压下使用 内设照明灯，脚轮方便使用 宽气候带：适合环境温度10~32 ，湿度85%以下地区使用