

生物质大卡检测仪 颗粒热值测定仪

产品名称	生物质大卡检测仪 颗粒热值测定仪
公司名称	鹤壁标创仪器仪表制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹤壁标创仪器 型号:YTBC-610 准确度:10卡以内
公司地址	河南省鹤壁市山城区朝阳街东段小庄市场向东200米路北
联系电话	0392-2190039 13503920302

产品详情

生物质大卡检测仪 颗粒热值测定仪 生物质大卡检测仪 颗粒热值测定仪【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】木颗粒热值测定仪，化验锯末颗粒热值的仪器，物质检测设备，测试生物质的仪器，生物质热量分析仪器，生物质热值测定仪，生物质大卡检测仪，检测锯末燃料大卡机，化验秸秆颗粒热值仪测量木屑热值的机器，检测生物质热量的仪器，生物质颗粒热量检测设备，生物质颗粒热值化验仪器

调试标准：

连续标定5个试验后，如果这个5个热容量的相对标准差小于0.2，量热仪自动计算平均值输入系统设置里面。如果相对标准差大于0.2，需要再第6个第7个直到其中5个相对标注差小于0.2，仪器自动计算并输入，这时热容量标定结束。

调试方法

- 1、穿点火丝，
- 2、在点火丝中间系棉线。
- 3、氧弹加水10ml。
- 4、称1g苯甲酸（一般一片为1g）。
- 5、充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气，不能超过3.2MPa,并保持20秒。
- 6、把安装好的氧弹放入量热仪内筒三角支架上，盖上量热仪内筒盖。

7、在控制界面输入样品重量后点击开始。

系统

开机启动

WINDOWS操作系统，点击（开始），进入程序菜单，进入“微机全自动量热仪”系统简要说明

进入试验，请严格按照术语操作规范进行。

操作过程中，注意观察人机交互信息，以便试验协调进行。

系统热容量的标定，标定时请使用同有编号。

测量试样发热量时，不允许重复使用同一编号。

用户可根据系统的变化在（工具）窗体内人工修改热容量。

每次试验开始需点击（复位）按钮初始化系统。