

甘露醇防结晶加热器

产品名称	甘露醇防结晶加热器
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	334694.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50-1028升 经销:全国
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇防结晶加热器公司说明:北京福意电器有限公司有着强大的企业实力,强势的产品阵营,的经营制造设备,可靠的产量保证,超低的价格优势,优良的和经营管理团队,强大的网络渠道,尽善尽美的售后服务,为您的发展保驾护航。售后于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用.甘露醇防结晶加热器用途:

甘露醇注射液属高浓度液体,遇天气寒冷时易产生结晶.在药房时,由于保持有稳定的温、湿度不易产生结晶,而到各临床科室后则易形成结晶,且有多次溶解又多次再结晶的现象,给临床使用带来了不便.福意联甘露醇恒温箱,应用于未结晶甘露醇或结晶后已溶解的甘露醇,取得了良好的预防结晶的效果。

甘露醇防结晶加热器使用说明

- 1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常,机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、确认甘露醇结晶程度,如果甘露醇结晶比较严重,已形成絮状结晶或块状,需要42度以上温度经行溶解,等完全溶解后把温度调为37度恒温保存;如果甘露醇没有结晶现象,只需要37度恒温保存,防止结晶及使用。
- 3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量,摆放不应太过密集,确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明:放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。
- 4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议:提前放入,随用随取,随取随加。

甘露醇防结晶加热器产品参数

甘露醇防结晶加热器相关:甘露醇注射液作为高渗透降压药,是临床抢救特别是脑部疾思抢救常用的种药

物，具有降低颅内压药物所要求的降压快、疗效准确的特点。作为片剂用赋形剂，甘露醇无吸湿性，干燥快，化学稳定性好，而且具有爽口、造粒性好等特点，用于抗癌药、抗菌药、抗组织胶药以及维生素等大部分片剂。此外，也用于醒酒药、口中清凉剂等口嚼片剂。在食品方面，该品在糖及糖醇中的吸水性优良小，并具有爽口的甜味，用于麦芽糖、口香糖、年糕等食品的防粘，以及用作糕点的防粘粉。也可用作糖尿病患者用食品、健美食品等低热值、低糖的甜味剂。在工业上，甘露醇可用于塑料，制松香酸酯及人造甘油树脂、*、优良(硝化甘醇)等。在化学分析中用于硼的测定，生物冰箱检验上用作细菌培养剂等。甘露醇虽可被人的胃肠所吸收，但在体内并不蓄积。被吸收后，部分在体内被代谢，另部分从尿中排出；经*反应可制得露糖醇。甘露醇防结晶加热器特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示，无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读取数字极为方便。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保证安全运行防止发生意外。
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设温度要求、温度度高。