

监测仪 中科蓝电 监测仪公司

产品名称	监测仪 中科蓝电 监测仪公司
公司名称	北京中科蓝电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区开放路113号南四层409室
联系电话	18701432932 18701432932

产品详情

如何拆解便携式睡眠监测仪

中科蓝电专业生产、销售非接触式睡眠健康监测仪，监测仪公司，我们为您分析该产品的以下信息。

- 1、便携式睡眠监测仪的传感带与监测仪主体是一体的，监测仪哪家好，不用时可以将带子卷起来收纳，旅行时也方便携带。监测仪背面是一块有弧度的后盖，但后盖上没有螺丝孔，一般不能强行打开，要用专用工具。
- 2、监测仪正面有一块可随时取下的活动盖板，靠磁力吸附在主体上。将盖板分离，可以看到操作方法的图示，盖板朝向起到开机关机控制的作用。
- 3、活动盖板下面是监测仪的前盖，也是无螺丝孔的设计。前盖和后盖以多处卡扣相互扣在一起，并非分别和边框相扣，而且只能通过撬开前盖，才能成功拆开机器。
- 4、前盖里面嵌入了四块磁铁，这样可以与活动盖板中的磁铁相吸，监测仪，起到定位的作用。机器内部空间是扁平的，锂电池和电路板各占了一半。
- 5、电路板除了与电池有连线之外，还有两条多股漆包线连接传感带。便携式睡眠监测仪一般使用ARM Cortex-m系列MCU作为主控，主要的元件都在电路板的另一面。
- 6、在活动盖板里面还有五块磁铁，比前盖多一块，其中四块磁铁与前盖实现对准定位，第五块磁铁当正向放置盖板时刚好位于霍尔传感器上方，用来检测活动盖板的朝向。

7、将电路板上的两颗螺丝卸下，整个电路板就拆卸下来了，便携式睡眠监测仪也就完成了拆卸工作。

多导睡眠监测适应症有哪些

以下内容由中科蓝电为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

多导睡眠监测是指同时记录、分析多项睡眠生理学指标，进行睡眠疾病诊断的一项技术。根据多导睡眠监测结果，不仅能对睡眠呼吸暂停低通气综合征作出诊断，而且能对其严重程度作出判断，监测仪生产厂家，便于制定临床治疗方案和定量评估手术或其它治疗效果。其适应症主要包括以下几个方面：

- 1、鉴别、评价主管睡眠和客观性睡眠。
- 2、睡眠呼吸暂停综合征的诊断和分型。
- 3、异态睡眠，客观评价睡眠质量。

什么是小睡试验

多次睡眠潜伏时间试验（通常称为小睡试验）是客观测定入睡倾向和出现睡眠起始快速眼球运动期可能性的检查。即通过白天一系列的小睡来客观评价判断其白天嗜睡程度的一种方法。该试验能够测试患者在多长时间入睡，是定量评价白天嗜睡严重程度的电生理方法。

睡眠监测仪

中科蓝电——专业非接触式睡眠健康监测仪供应商，我们为您带来以下信息。

电子设备均有一定能够的辐射，但手环的辐射很小，佩带不会影响身体健康。根据全世界的健康卫生机构“美国食品药品监督管理局（FDA）”发布的设备监管指引文件，智能运动手环被列为低风险设备，即可认为佩带不影响健康，FDA不会对这一产品进行严格监管。

如何正确使用睡眠监测仪

- 1、将睡眠监测仪放置在床单下面，靠近胸部心脏位置，放稳定后铺好床单，把磁吸上盖隔着床单吸附在主机上。
- 2、按下主机按键，蓝灯闪烁代表主机工作正常，电量充足。如果按下主机按键红灯连续闪烁两次，说明主机电量低，需要充电。如果按下按键无反应，说明主机完全没电，需要长时间充电设备。充电状态下红灯闪烁，充满电后红灯保持常亮。
- 3、下APP安装，注册，打开手机蓝牙，配对连接主机设备。
- 4、打开“监测”页面，点击开启按钮，查看实时的呼吸、心跳波形和数值，查看床和离床对应的APP显

示状态，当不需要监测时点击关闭按钮即可。

监测仪-中科蓝电-监测仪公司由北京中科蓝电科技有限公司提供。监测仪-中科蓝电-监测仪公司是北京中科蓝电科技有限公司（www.zhongkelandian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：温经理。