

产后收腹带，医用腹带，收腹带厂家直销

产品名称	产后收腹带，医用腹带，收腹带厂家直销
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

产品详情

产后收腹带种类：

孕妇托腹带主要分为腰式和挎肩式两类。

产后收腹带注意事项：

1、用腰托肚子

有些用宽布条横向从肚子前面向后勒到腰上，这种横向用力除了压肚子是无法起到托肚子作用的，这是基本的物理常识，在宽带子上简单吊根肩带，其实根本不会起到托肚子作用，反而更压肚子。

2、3-5个月托肚子

只有肚子大了有一定压力了才能托肚子，怀孕3~5个月，胎儿刚刚成形，尚无负重压力，这时根本不需要也无法使用，有商家为了多卖产品宣传了3~5个月使用，完全是误导欺骗行为。

3、孕前产后两用托腹带

孕期大肚子和产后生理结构完全不同，任何宣传孕期托肚子，产后可收肚子都是极不专业的错误诱导，既浪费了时间，又错过了产后恢复最佳时机。

产后收腹带适合人群：

有下列情形的孕妇建议使用托腹带：

- 1、有过生育史，腹壁非常松弛，成为悬垂腹的孕妇。
- 2、多胞胎，胎儿过大，站立时腹壁下垂比较剧烈的孕妇。
- 3、连接骨盆的各条韧带发生松弛性疼痛的孕妇，托腹带可以对背部起到支撑作用。
- 4、胎位为臀位，经医生做外倒转术转为头位后，为防止其又回到原来的臀位，可以用托腹带来限制。
- 5、平素体质瘦弱的孕妇;
- 6、耻骨联合分离或耻骨疼、腹痛的准妈妈;
- 7、胎动不安或有早产可能的女性;
- 8、孕中晚期腰痛、腹痛的女性。
- 9、欲减少妊娠纹的准妈妈
- 10、孕中晚期下肢浮肿的准妈妈;

产后收腹带使用方法：

使用时将托腹带展开，将腹袋体放在小腹底部，然后将两侧带子向后上方斜挎肩部，从胸前直行下粘至腹袋体，再将固定带从后腰缠至对侧腹袋体拉紧粘合即可，最后根据身高用调节扣进行调节长短松紧。

产后收腹带洗涤方式：

- 1、先用30度以下温水浸泡10分钟左右。
- 2、手以按压方式清洗，反复过洗两三遍，直到水清为止。
- 3、洗后将其放在阳光下晾晒，能起到消毒作用。
- 4、勿漂白，不可拧干，不可熨烫，不可烘干，可以干洗。

产后收腹带产品说明：

产后收腹带的作用主要是帮助怀孕的妇女托起腹部.为那些感觉肚子比较大,比较重走路的时候都需要用手托着肚子的人提供帮助,尤其是连接骨盆的各条韧带发生松弛性疼痛的孕妇，托腹带可以对背部起到支撑作用。还有胎位为臀位，经医生做外倒转术转为头位后，为防止其又回到原来的臀位，可以用托腹带来限制。

托腹带在帮助托起腹部的同时，可以帮助孕妇保持正确姿势，使孕妇在怀孕中仍然动作轻快，还可以使胎儿有安定的感觉。另外，托腹带在改善孕晚期因重力作用于腹部，腰背部努力维持姿势所造成的腰痛、背疼等方面也有明显作用。

除此之外，还可保护腹中胎儿外，具有保温的作用，使胎儿在温暖的环境下成长。

产后收腹带主要作用：

托腹带在帮助托起腹部的同时，可以帮助孕妇保持正确姿势，使孕妇在怀孕中仍然动作轻快，还可以使

胎儿有安定的感觉。

另外，托腹带在改善孕晚期因重力作用于腹部，腰背部努力维持姿势所造成的腰痛、背疼等方面也有明显作用。

除此之外，还可保护腹中胎儿外，具有保温的作用，使胎儿在温暖的环境下成长。

女性怀孕后，随着胎儿的发育，腹部隆起，腹压随之越来越大，人体重心逐渐前移，腰背、耻骨、盆底韧带随之发生变化，持续增大增重的腹部不仅可导致胎位异常，还可导致腰疼、耻骨分离、盆底肌肉韧带损伤等诸多问题，更加重要的是过大胎儿、高龄孕妇现象的增多，托腹的必要性和紧迫性就越来越迫切。因此，孕期特别孕中晚期，使用一款专业优质的托腹带尤为重要。