

# 莱普特科学仪器 移液器报价 北京移液器

产品名称	莱普特科学仪器 移液器报价 北京移液器
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

## 产品详情

### 移液器产品特点

以下是莱普特为您一起分享的内容，莱普特专业生产移液器，欢迎新老客户莅临。

#### 产品特点

- 1.重量：190g
- 2.操作及充电温度：+10 ° C to +35 ° C
- 3.移液速度：10秒内移取50ml液体，连续可调
- 4.适用于量程范围0.1至200ml 的玻璃及塑料移液管
- 5.排液方式：具有重力排液及马达吹出排液两种方式
- 6.可连续使用约12小时（使用10ml移液管），无需充电
- 7.电池：镍氢电池2.4V、700 mAh

### 莱普特移液器特点

舒适 :符合人体工程学的把手、很好的平衡设计、仅重190g — 即使长时间操作亦无疲劳感

灵敏：

使用该电动移液管助吸器时，用户只需调节2个移液控制键的力度即可完成移液速度的连续设定。同时，用户可通过拨动速度调节转轮选择较佳马达速度，使得小量程移液管的操作控制更加灵敏。

莱普特——专业生产、销售移液器，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，北京移液器，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

## 移液器校准步骤

### 校准步骤

4.1 温度要求：移液器校准时必须在室温条件(25+/-2 )下进行。4.2

参照移液器的使用说明，不同刻度10000、5000、1000、200ul必须分别进行校准。4.3

将移液头里的气泡排除，移液器报价，选择好需要校准的刻度。4.4 将一空容器放在精度为0.1

毫克的电子天平上去皮。4.5 按加液键，将水加入空容器中称重，记录读数。4.6 按照国标，移液器的校准采用“三点测试（较大量程的100%，50%和10%），每点六次”的规则，移液器厂，而供应商通常会选择两种规则：一是简易校准，也就是两点测试（较大量程的100%和10%），每点四次；二是严格校准，也就是三点测试（较大量程的100%，50%和10%），每点十次。使用者根据自己的实际需求选择一种规则完成测试后即进入计算环节。（根据平均值与实际值间的相对差值进行调节，移液器哪家好，用工具来拧弹簧卡扣的松紧）

如需了解更多移液器的相关信息，欢迎关注莱普特网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

莱普特科学仪器(图)-移液器报价-北京移液器由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司（[www.leopardchina.com](http://www.leopardchina.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。莱普特科学仪器——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室，联系人：蒋经理。