

# 大腿假肢价格 合肥假肢 美林康复

产品名称	大腿假肢价格 合肥假肢 美林康复
公司名称	合肥美林康复器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(安徽公司)安徽省合肥市新站区新蚌埠路佳海工业城D64幢
联系电话	15305519331

## 产品详情

### 假肢支具的常见问题处理方法

**支具故障：**在支具的使用过程中应严厉杜绝这种情况的出现，不适时应及时仔细检查，若有器械部分松动、脱落、辅助扣带破损等均不可交付使用，检查故障应作为每日查房及随访的内容之一，发现问题及时解决。

**病人自行拆除支具：**由于关节微创手术创伤很小，术后反应轻，病人有时认为损伤已痊愈，自行拆除支具，往往导致手术失败或出现严重的关节反应（疼痛、肿胀）。因此，合肥假肢，在佩戴支具前应详细介绍，说明支具应用的重要性和佩戴要求，取得病人的配合。

### 如何正确地穿戴大腿假肢？

- 1、拿掉接受腔上的负压阀门。
- 2、将包布或袜套的远端放入接受腔。
- 3、将包布或袜套的远端从阀门孔的孔内穿出。
- 4、将残肢插入接受腔内。

站起来，将假肢伸直，一手压住假肢以免关节弯曲，另一手往外、往下拉出包布。在往外拉包布时应注意皮肤感觉，要感觉出残肢周围哪一侧的包布拉的不够，可用力多拉出一些。另外，大腿假肢价格，如果在拉包布时，健腿膝关节能做些屈伸，让残肢在接受腔内有上下的活塞运动(即残肢能上下窜动)，则更容易将残肢完全拉入接受腔内。

## 肌电手手皮注意事项

- 1、长期存储，要保持50%放电状态。
- 2、将充电器的直流输出圆形插头与充电座插口连接，假肢哪家好，充电器电源插头插入交流220v电源插座。此时充电座中间的黄色指示灯亮表示电源已接通。
- 3、开启电池盒上的开关，即将开关拨向“on”的位置，将电池盒插入充电座电池槽中，电池槽一边的红色指示灯亮起表示充电状态，小腿假肢价格，当红色指示灯熄灭，绿色指示灯亮起时，表示充电完毕

大腿假肢价格-合肥假肢-美林康复(查看)由合肥美林康复器具有限公司提供。合肥美林康复器具有限公司（[www.mlkf88.com](http://www.mlkf88.com)）是安徽合肥,康复产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在美林康复领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创美林康复更加美好的未来。