

西宁毛发毒品检测仪代理政策 毛发毒品检测仪 【合创物联】

产品名称	西宁毛发毒品检测仪代理政策 毛发毒品检测仪【合创物联】
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

毛发毒品检测仪之所以受到大众的欢迎，主要是因为它的使用特性，下面我们来看一下用毛发进行毒品检测的优势吧。

毛发检测具有较长的时效性，一般来说，服用毒品15天后含有毒品的毛发长出头皮表面，毒品分子在头发、腋毛和腿毛等毛发稳定存在半年以上，所以身体任何一处的体毛我们都可以适用于毛发毒品检测仪进行检测，这就增大了采样的幅度，更便于采集。服用毒品人员毛发检测还可判定毒品摄取类型、滥用时间和程度，检测人员可以根据头发的长度反映其几周至数月的服用毒品情况，因此也可用作成瘾程度检测。

【河南合创物联信息科技有限公司】为广大客户提供的毛发毒品检测仪，在使用时有着非常好的使用性能，我们与高校建立了良好的合作关系，进行产品的研发，确保产品的性能能满足市场的需求，赢得了客户的一致满意。

现在我们所处的社会属于工业化发展智能时代，不论什么器械都采取了智能化服务，就连毛发毒品检测仪也是全智能化产品，技术先进，灵敏度极高。

毛发毒品检测仪的使用特点

1，技术先进：量子点荧光技术是目前新兴和准确率很高的方法快速检验技术。

2检测快速：10分钟内即可快速完成对人员毛发样品含量的定量检测。

3灵敏度高：可检测0.2ng/mg的毒品含量，与禁毒协会的行业标准一致。

【合创物联】一直致力于研发，生产计算机技术产品，坚信优质的产品是走向企业成功的钥匙，经过不断努力创新，赢得了更多客户的信赖。

毛发毒品检测仪在使用过程中获得了很多禁毒部门的一致好评，毛发毒品检测仪是一种操作简单快速的高科技仪器，那么毛发毒品检测仪的检测原理是怎样的呢？

毛发毒品检测仪在检测时，将待测样品加入到加样孔中，样品中的待检测物与结合垫中荧光标记的待检测物对应的结合，在毛细作用下向前层析。到达检测区后，检测线（T线）上包被的待检测物抗原与剩余未结合的荧光标记的待检测物对应的结合。T线上结合的荧光标记的待检测物对应的的量与样品中待检测物的浓度成反比。层析结束后，采用层析分析仪检测试纸条，读取T线和质控线（C线）的荧光强度，并给出T/C值，检测仪可通过内置的标准曲线计算出样品中待检测物的浓度。

【合创物联】在企业生产中一直坚持以质量为先，确保毛发毒品检测仪等产品的质量能够让客户满意，并坚持走专业化道路，持之以恒的做好每一件事情，踏实稳定的走每一步。