

ZH 900全自动紫外分光测油品牌来电咨询“本信息长期有效”

产品名称	ZH 900全自动紫外分光测油品牌来电咨询“本信息长期有效”
公司名称	中环北方（北京）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区永顺东街2号新光大中心9A座
联系电话	15010603191

产品详情

紫外测油仪维护：

1. 运行“仪器维护”：

如果要长时间放置不用或1个月内不用需要测油仪维护，选择“样品测试”页面点击“维护”按钮，即开始进行维护。

2. 更换油水分离膜：

样品谱图出现蒙古包谱图，ZH-900全自动紫外分光测油品牌，或3-4周不用再次使用时既要换膜：用小内六扳手卸下分离器三个螺钉，拿出内部的膜，更换新膜，上紧螺钉即可。

3. 擦洗比色池镜片：

出比色池，拧下测油仪螺母盖，然后用小镊子裹上擦镜纸将镜片内外及比色皿内部的污垢擦除，然后再用套筒拧紧盖子即可。

期望大家在选购紫外测油仪时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多紫外测油仪的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

全自动紫外测油仪是什么？

全自动紫外测油仪新国标“HJ970-2018水质 石油类的测定 紫外光度法”。在 pH 2 的条件下，样品中的油类物质被正己烷萃取，再经硅酸镁吸附除去动植物油类等物质后，于 225 nm 波长处测定吸光度，石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。

中环北方——专业生产、销售紫外测油仪，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

紫外测油仪的性能数据？

比色皿：20mm石英比色皿；

时钟：内置实时时钟，实时时钟月累积误差小于10秒；

记录存储：可存储10000次测定结果，数据断电永不丢失；

打印：仪器自带打印机，随时打印测量结果；

通信方式：RS232、USB，可将测量结果上传至电脑，便于统计分析；

显示：240*128大屏幕蓝色背光显示器，中文操作界面；环境温度：（5~40）；

环境湿度：相对湿度 < 85%（无冷凝）；外形尺寸：395*298*120mm；

工作电源：AC220V ± 15% / 50Hz，整机功耗：28W；整机重量：4.5KG；

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多紫外测油仪的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

ZH-900全自动紫外分光测油品牌来电咨询“本信息长期有效”由中环北方（北京）环保科技有限公司提供。ZH-900全自动紫外分光测油品牌来电咨询“本信息长期有效”是中环北方（北京）环保科技有限公司（www.epnc.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。