

# HJ970 2018全自动紫外测油仪 中环北方

产品名称	HJ970 2018全自动紫外测油仪 中环北方
公司名称	中环北方（北京）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区永顺东街2号新光大中心9A座
联系电话	15010603191

## 产品详情

### 紫外测油仪的主要性能参数

以下是中环北方为您一起分享的内容，中环北方专业生产紫外测油仪，欢迎新老客户莅临。

测定指标：石油类、动植物油类和总油；

测定方法：紫外分光光度法检出限：石油类测定检出限为0.01mg/L，动植物油类检出限为0.5mg/L，测定范围：0.01~100mg/L；

重复性： 1%（20mg/L浓度的石油标液）；

线性：R > 0.999测量误差： 10%；

萃取方式：手动萃取或自动萃取（选配）；

### 紫外测油仪检测油类产品需要注意什么？

- 1、保存样品：样品如果不能在24小时内测定，采样后应将酸化的样品放在2--5℃下冷藏保存。
- 2、乳化程度较重时，可向除去水相后的萃取液中加入1至4滴无水乙醇破乳，若效果不理想，全自动紫外测油仪，可将萃取液转移至玻璃离心管中，2000r/分钟离心3分钟。
- 3、稀释方法：稀释应在脱水后和吸附前进行，用正己烷稀释，稀释后再将稀释液分两部分，一部分稀释

液不吸附，用来测动植物油和总油，剩下的部分稀释液进行吸附操作。最后样品浓度为仪器显示浓度乘以稀释倍数。

想要了解更多中环北方的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 全自动紫外测油仪的主要特点及技术指标：

依据标准：国家环境保护标准“HJ970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）”。

全自动标准化运行，将添加萃取剂、样品萃取、样品转移、油水分离、测量、清洗和排废过程集成于一体，全程无需人工操作。

自动进样器位数：6、8、10、12位（可选）。

自动进样器系统：抽液系统、搅拌系统及自动升降旋转系统构成自动进样器，配备专用萃取杯/箱采集水样，水样采集完直接上机萃取，无需转移，萃取完成后自动清洗抽液及搅拌系统。

自动分离器系统：采用进口油水分离膜和硅酸镁吸附柱，进行油水分离和动植物油吸附分离，系统智能提示更换硅酸镁吸附柱。

中环北方——专业生产、销售紫外测油仪，HJ970-2018全自动紫外测油仪，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，ZH-900全自动紫外测油仪，以诚为本，HJ970-2018全自动紫外测油仪，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

HJ970-2018全自动紫外测油仪-中环北方由中环北方（北京）环保科技有限公司提供。中环北方（北京）环保科技有限公司（[www.epnc.com.cn](http://www.epnc.com.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中环北方——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区永顺东街2号新光大中心9A座，联系人：陈经理。