

# 胸贴电极 泽康 胸贴电极批发

产品名称	胸贴电极 泽康 胸贴电极批发
公司名称	江苏泽康医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区无锡中关村软件园22号楼
联系电话	13395101053 13395101053

## 产品详情

在电极安放前先按上弹簧夹或揿钮，胸贴电极批发，将电极安放到病人身上，如使用的是不含导电膏的电极，在安放前先抹上导电膏，胸贴电极，确认电源接通。

提醒：每天应定期检查电极安放位置的皮肤，若出现过敏现象，应每 24 小时更换电极或改变安放位置。

一次性的心电电极片的更换时间为24—72 h，但患者常会出现皮肤过敏及监测效果不理想等现象。有研究建议 48 h 内更换一次，因为在 48 h 后，电极更易出现波形不清晰，患者更易出现皮肤过敏反应。

心电电极片与患者的连接处有粘合胶，这些物质长时间持续接触患者皮肤时或许会对其皮肤造成一种外源性刺激，从而发生皮肤过敏反应。

公司是专门对乳房电极片进行研发生产的有限责任公司，公司的产品主要销售到全国，是医疗机构所青睐的产品之一，在医疗设备领域有着不错的口碑和信誉。医疗设备的产品主要讲求安全可靠，胸贴电极多少钱，我司的乳房电极片采用进口的原材料进行加工生产，在生产的同时不断进行质量的检测以及把控，多方面的检查工作保证出厂的每一个乳房电极片质量安全可靠，有需要的客户欢迎来电了解咨询，联系人王立业。

皮肤准备：为减少电极的干扰，选择平坦的、肌肉较少的地方做为安装电极的部位，参照如下方法对皮

肤进行处理：

无破损、无任何异常的部位，必要时剃除毛发；

轻轻地摩擦电极安放处的皮肤，以去除死皮；

用水彻底清洗皮肤（说明书上提醒：不建议使用乙醚和纯酒精，会增加皮肤的阻抗），我们临床上使用的是大多是 75% 的酒精；

安放电极前，让皮肤完全干燥。

胸贴电极-泽康-胸贴电极批发由江苏泽康医疗科技有限公司提供。胸贴电极-泽康-胸贴电极批发是江苏泽康医疗科技有限公司（[www.js-zkmed.com](http://www.js-zkmed.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。