

水浴氮吹仪厂家 水浴氮吹仪 莱普特科学仪器公司

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 水浴氮吹仪厂家 水浴氮吹仪 莱普特科学仪器公司 |
| 公司名称 | 莱普特科学仪器（北京）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室 |
| 联系电话 | 18612556236 |

产品详情

氮吹仪产品特点介绍

产品特点

- 1、加热器使样品被快速加热至蒸发温度，同时气体经气针吹至溶液表面，促使溶液快速蒸发和样品浓缩。
- 2、气针在气腔的位置可被改变，使之适用不同的试管。标准气针长度为150mm。
- 3、气腔高度可以调节，此型号产品具有独特的特征：样品浓缩时随时可观察到被浓缩样品的液面位置。
- 4、每条吹扫针均可独立控制，可以单独进行吹扫，单独进行流量调节，水浴氮吹仪厂，不浪费气体。
- 5、在浓缩有毒溶剂时，整个系统可置于通风柜中。
- 6、内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能。
- 7、LED显示屏，温度同步显示、时间递减显示，水浴氮吹仪，操作简单方便。
- 8、标准配备气腔和专用可调节支架

为了安全起见，使用氮吹仪应注意些什么？

氮吹仪在同样环境条件下，加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。氮吹仪应当在通风橱中使用，水浴氮吹仪生产厂家，以保证通风良好。

使用氮吹仪时，应保护好手和眼睛。

不要使用酸性或碱性物质，否则将会损毁氮吹仪。

加热时不应移动氮吹仪，以防。

调节时应尽量用手扶住通气板，使其能平稳升降，也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏，水浴氮吹仪厂家，造成不必要得损失。

开始通入氮气时，应缓慢开启阀门，使其压力不超过压力表量程，防止样品溅起，造成损失和污染，也防止损坏压力表。

不将氮吹仪用于燃点低于100 的物质，像等的高物质不应使用氮吹仪。

为防止交叉污染，氮吹仪每次使用后，应及时清洗气针管。

氮吹仪的常见问题

氮吹仪的用途：用于除去少量易挥发的液体，比如水和一些，在实验室用得比较多。氮吹仪典型的应用是在固相萃取-气相色谱检测中，固相萃取取完后可用氮吹仪将洗脱液中大部分溶液吹掉，即完成了一个浓缩过程，最后便可上机进样检测了。2氮吹仪氮气源应用是怎样的？如使用量较大的话建议买一个氮气发生器；检测某些项目时氮吹仪是必不可少的，使用高纯氮气便可；

气象的氮气一般都是99.99%以上，氮气使用2-3个便可。

水浴氮吹仪厂家-水浴氮吹仪-莱普特科学仪器公司由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司（www.leopardchina.com）是北京 海淀区 商业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在莱普特科学仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创莱普特科学仪器更加美好的未来。