

# 甘露醇恒温保温箱

产品名称	甘露醇恒温保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	888888.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:150-1028升 物流:德邦送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

甘露醇恒温保温箱用途:

甘露醇每当存放在环境温度低于25度的情况下,就开始出现结晶的现象。每次使用都给甘露醇加温溶解也是医用护士很费心的一件事。福意联甘露醇保温箱,可以把甘露醇放在保温箱里,随用随取,操作简单,使用方便,已经在各大医院广泛使用。

甘露醇恒温保温箱公司说明--

福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良优良的服务,竭诚让广大新老客户-满意是全体福意联人优良大的心愿!我们产品广泛适用于高等教育、农业科技、生物冰箱化学、血站、医院、生命科学、生物冰箱制品、制药等各大域。

甘露醇恒温保温箱参数:-----产品型号

容积大小 温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595×570×865型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805-----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×860型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595×675×1795-----

## 甘露醇恒温保温箱使用说明:

加热溶解前确认结晶甘露醇, 瓶体无裂缝, 药液在有效期内, 然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相应数量的甘露醇竖放于托盘上, 启动甘露醇加热柜, 调节温度加热后, 体积小的结晶可基本溶解, 体积大的结晶明显缩小, 如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的, 在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后, 结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用, 也可在调25度以上, 防止甘露醇再次结晶。

## 甘露醇恒温保温箱特点:

我公司引进国外国产, 采用优良型热补偿, 冷补偿功能, 保证箱内温度均匀稳定, 不受环境影响。

1. 智能电脑控温系统, 可以调控温度并且恒定
2. 不受外界环境温度影响, 压缩机制冷, ptc模块加热 (双制式冷热恒温) 可在设置温度由于环境温度影响出现变化时, 自动制冷或加热, 达到恒定温度。
3. 风循环系统, 合理设计风道及风量, 确保箱内温度均衡稳定
4. 箱体内部装有2个温度传感器, 优良传递实际箱内温度。
5. 具有高低温报警功能

甘露醇恒温保温箱相关:甘露醇的降颅压作用, 不仅是单纯的利尿, 而且主要在于造成渗透压增高, 使脑组织的水分吸入, 从而减轻脑水肿、降低颅内压。一般在静脉注射后20分钟内起作用, 2-3小时降压作用达到高峰, 可维持4-6小时。常用剂量为0.25-0.5 g/kg.次成人用量。但多年的临床实践证明, 甘露醇除了能引起低钾, 诱发或加重, 血尿、功不全、功衰竭及过敏反应外还具有其他并发症。

勤发发