

便携式医用雾化吸入器 亚新医疗

产品名称	便携式医用雾化吸入器 亚新医疗
公司名称	苏州市亚新医疗用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号
联系电话	15995933777

产品详情

超声雾化器的工作原理与特点

超声雾化器由电能（50Hz的交流电转变为1.45MHz以上的高频电）转变为同频率的声能（超声波），再由声能的动力作用而产生张力波，使其药液形成雾粒，可随气流而行走。超声雾化器主要是通过一个高频率的压电晶体产生超声波。具有体积小，操作简单，携带方便等优点。但是由压电晶体产生的热能可引起药剂的温度上升，因此超声雾化器不适用于对温度上升敏感的药液，例如，临床上治疗哮喘的糖皮质激素可能被超声波破坏。压电晶体产生的超声波还可导致药剂，例如药悬浮液中载运剂的蒸发，这意味着药物可能剩留在超声雾化器中而没有传输给病人。同时晶体的表面对刮痕很敏感，所以对超声雾化器的保养要求较高。而且由于压电晶体和载体剂直接接触，长时间的使用，便携式医用雾化吸入器，会使晶片老化，寿命缩短。

在这季节转换期间，气候骤寒骤暖，呼吸道疾病患者的数量大大增加，呼吸道病毒感染及肺炎等疾病也处于高发病期，由于国家逐步限制输液治疗在门诊的临床使用，雾化治疗就显出将抗生素等药物输送到下肺部靶器官的重要性了！并且是基本无副作用的方式，另外，还可使用化痰药物，起化痰止咳等作用。

在雾化吸入疗法中，如何将药物传输到患者的呼吸道和肺部，吸入器具起着关键的作用。

一、保管请保持产品的最佳状态并遵循以下七大注意指导事项，以免使产品遭受破坏：

- 1、请勿将产品放置于婴儿或无意识患者触及的地方。
- 2、请勿使产品受到任何强烈的冲撞，例如从高处摔落本产品。
- 3、当药液瓶内存在药液时，请勿搬运或存放产品。

- 4、请勿把产品放在高温、低温、高压或阳光直射的地方。
- 5、请勿弄折送气管。
- 6、关于废弃的本体、附件和可选部件的处理方法，请遵照当地政zheng府的规定执行。
- 7、请勿使用苯、稀释剂和易燃化学药品来清洗产品。

便携式医用雾化吸入器-亚新医疗(推荐商家)由苏州市亚新医疗用品有限公司提供。苏州市亚新医疗用品有限公司（www.yx-yiliao.com）在医疗器械这一领域倾注了无限的热忱和热情，亚新医疗一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。