

徐州控制器 层流传递窗控制器 新智纪自动化

产品名称	徐州控制器 层流传递窗控制器 新智纪自动化
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

产品详情

组合传递窗特点

- 1、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨。
- 2、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便。
- 3、两侧门设有机械互锁或电子互锁，徐州控制器，电子碰锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。
- 4、传递窗上装有专用密封条，确保气密性。
- 5、根据不同的用途可增加室内灯和杀菌灯。
- 6、可根据客户需要，订制各种非标尺寸和落地式传递窗及联体传递窗。

传递窗的注意事项和操作规范

注意事项

- 1.由于传递窗是带互锁的，净化车间控制器，所有当一边的门无法顺利打开时，是由于另一边的门没有关好造成，切忌用力强行打开，否则会损坏互锁装置。
- 2.物料从低级别到较高洁净级别时，层流传递窗控制器，应做好物料表面的清洁工作。
- 3.传递窗的互锁装置无法正常工作时，应及时维修，否则不能使用。
- 4.经常检查紫外灯的工作情况，定期更换紫外灯管。

5.传递窗内不能存放任何物料或杂物。

操作规范

- 1、用0.5%过氧化乙酸或5%碘伏液擦拭待传递的物品。
- 2、打开本产品外侧门，迅速放置待传递物品，用0.5%过氧化乙酸喷雾消毒传递窗，关闭本产品外侧门。
- 3、开启本产品内的紫外灯，紫外照射待传递物品不少于15分钟。
- 4、通知屏障系统内的实验人员或工作人员，打开本产品内侧门，传递箱控制器，取出物品。
- 5、关闭本产品内侧门。

药液通过式传递窗

只是一种隔绝式传递窗，它是由一个两端带有可打开、关闭的箱体，在箱体内有一从上向下的隔板，同时隔板与底部留有一定的距离。在箱体内灌入具有杀菌、消毒的药液。当进行物品传递时，将物品装入一个密闭的盒内，打开传递窗的一侧盖板将物品盒放入药液内后关闭盖板。然后从另一侧打开盖板将物品盒取出。这种传递窗又称为封闭可取式传递窗。

徐州控制器-层流传递窗控制器-新智纪自动化(推荐商家)由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司(www.szorisen.com)在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，新智纪自动化一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚女士。