

# 电动手术台

产品名称	电动手术台
公司名称	山东华昇医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15588736678

## 产品详情

我们总结了以下6个方面，来告诉大家。1、手术台和附件的清洗、消毒：(1)使用含表面活性剂和磷酸盐的弱酸性清洁剂清洗手术台和附件。(2)手术台的消毒应使用含乙氧基的表面剂稀释消毒手术台，不能使用抓、含抓化合物及含乙醇的混合物，以免腐蚀金属表面。(3)勿使用清洁剂和清水喷洒或冲洗底座，防止内部的电气控制系统短路损坏、零部件生锈或故障。

2、勿连续操作油压马达超过5分钟，电动手术台，以避免故障。

4、手按控制板应挂在手术台侧面钢轨上。其线路应避免面夹伤、压伤，警备线路破坏。

5、勿安排重物于电源线上或让推车碾过电源线。

6、勿让病人坐在手术台的头板、手臂板或腿板上，过重重量可造成配件弯曲破坏。头板与腿板载重40kg，当两腿板离开高出45°时，只可载重20kg。手术台蒙受的重量不宜高出150kg。

7、勿将物品、配件或重物放于手术台底座的外盖上。

4、电动手术台主要动力源电动推杆及气动弹簧都封闭在隐藏的部位，维修保养检查时，请勿随意拆卸其内部零件，以免影响正常使用。

5、熔电器的更换：请与厂家联系，切勿使用过大或过小的熔电器。

6、清洁和消毒：每次手术完毕，对手术台垫都要进行清洁和消毒。

7、每次手术完毕，应将电动手术台台面呈水平位置（特别注意腿板要升起后）再降至低位置，拔下电源插头，做到火线零线双切断，与网电源全部分离

8、在使用本产品前请仔细阅读说明书。

电动手术台由山东华昇医疗器械有限公司提供。山东华昇医疗器械有限公司（[www.hsylqxu.com](http://www.hsylqxu.com)）为客户提供“ I,II类器械及耗材销售 ”等业务，公司拥有“ 无影灯,吊塔 ”等品牌。专注于医疗器械制造设备等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：付经理。