

特种焊接手套箱厂家 特种焊接手套箱 北京艾明珂

产品名称	特种焊接手套箱厂家 特种焊接手套箱 北京艾明珂
公司名称	艾明珂科技（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号
联系电话	18515419377 18515419377

产品详情

手套箱利用

操作室厌氧环境形成：

- 1.按利用要求放置好的附件和器具;
- 2.通电源开照明灯，开温控仪，调节所需温度;
- 3.操作室内放入1000g钯粒和500g干燥剂，并放入美兰指示纸;
- 4.关紧取样室内外门，并抽真空校验;
- 5.操作室内*次置换(氮气置换)：

A.把乳胶手套套在察看板法兰圈上并扎紧

B.接通氮气进气路，特种焊接手套箱生产厂家，打开氮气节制阀1，使手套鼓起，封1锁阀门1，特种焊接手套箱厂家，然后扎紧袋口;

6.手套箱操作室次置换(氮气置换)反复一次充氮过程，取样室先抽真空，并注意随时用脚踏开关开闭排气。如此持续三次氮气置换。

7.操作室第四次置换(夹杂气体置换)：

(夹杂气体配比为N₂85%、H₂10%、CO₂5%)

A. 更调气路打开夹杂气阀3进气，充气时取样室先抽真空，特种焊接手套箱，并随时用脚踏开关开闭排气；

B. 关掉夹杂气体阀3，并打开阀5，特种焊接手套箱厂家，使夹杂气体经由流量计，调整流量计，流量为每分钟10ml摆布；

C. 夹杂气体反复2-3次转换，经由上述过程，根基形成厌氧环境。

8. 操作室内打开耙粒除氧剂，接通除氧催化器电源进行催化除氧，一小时后打开美兰指示纸察看其变色状况，不变色为操作室内达到厌氧环境；

9. 开紫外线灯，室内进行措置，时间按具体尝试自定。

以上是由艾明柯发表内容，如有需要，欢迎拨打图片上的热线电话！

手套箱故障分析

一、风机跳闸

1. 检查设备是否有溶剂过滤系统，观察与溶剂过滤系统有关的蝶阀开启是否正确；
2. 是否风机未开启而设备已经开始工作了？这说明净化柱上的挡板阀的反馈位置不对；
3. 也可能造成断路器跳闸或变频器自保的原因就是负载过大。

二、风机出现杂音轴承缺油，需专业人士拆开风机，加油保养。

三、手套箱不断漏气

1. 设备本身密封出现问题，保压检漏；
2. 过渡舱舱门未关严；
3. 脚踏是否被东西压住；
4. 净化系统管路电磁阀被杂质卡住。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明柯科技有限公司竭诚为您服务！

手套箱故障分析

一、手套箱不断抽真空

1. 过渡舱舱门未关严；
2. 脚踏是否被东西压住；
3. 电磁阀块上<净化柱抽气阀>是否被杂质卡住；
4. 电磁阀块上<箱体抽气阀>是否被杂质卡住。

二、手套箱用气量增大

1. 在从工作气气源到设备的管路有泄漏，气源处钢瓶口漏气、阀块上进气管接口漏气；
2. 高真空挡板阀气体泄漏；
3. 高真空挡板阀的压力管出现漏气，依次检查。

想了解更多产品信息，您可拨打图片上的电话咨询！艾明珂科技有限公司竭诚为您服务！

特种焊接手套箱厂家-特种焊接手套箱-北京艾明珂(查看)由艾明珂科技（北京）有限公司提供。艾明珂科技（北京）有限公司（www.eminex-tec.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。艾明珂——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区宋庄镇丁各庄环村北路2-1号，联系人：厉经理。