

云南生物超净工作台 南通莱特仪器公司

产品名称	云南生物超净工作台 南通莱特仪器公司
公司名称	莱特（南通）科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南通市通州区金新街道正场村31组
联系电话	13071222380

产品详情

无菌技术：在执行0医0疗护理抄作过程中，防止一切微生物侵入肌体和保持无菌物品及无菌区域不被污染的操作方法和管理方法。

无菌技术操作原则：一是环境要清洁;二是进行无菌操作时，衣帽穿戴要整洁，口罩须着住口鼻。现在有人说：无菌操作没有20分钟就可以不戴口罩。这样行吗？什么是无菌技术和无菌技术操作？规章制度就得严格执行，没有规矩就不成方圆！我就亲眼看见对药时不戴口罩，边讲话边抽药，注意力未集中，把药给配错了。护士，仪表端庄，衣帽整洁；无菌操作时该戴口罩，该用无菌手套，生物超净工作台，正规操作，一丝不苟。自己放心，病0人放心。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

超净工作台安装方法

- 1、本设备应按装在各级净化厂房或密封空调厂房内。
- 2、本设备安装地点应远离高速尘源和震源。
- 3、安装后必须对设备内部及其周围环境用超净真空吸尘器或不产生纤维的工具认真进行清洗。
- 4、安装清洗完毕后，可用QDF-2型热球式电风速计测量净化工作区平均风速。当平均风速 $< 0.32\text{m/s}$ 时，调高调压器电压，加大风机输入电压；反之，当平均风速 $> 0.48\text{m/s}$ 时，调低调压器电压，减小风机输入电压，直至平均风速保持在 $0.4\text{m/s} \pm 20\%$ 理想范围内，才可使用。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

超净工作台原理是在在特定的空间内，室内空气经预过滤器初滤，由小型离心风机压入静压箱，再经空气高效过滤器二级过滤，从空气高效过滤器出风面吹出的洁净气流具有一定的和均匀的断面风速，可以排除工作区原来的空气，将尘埃颗粒和生物颗粒带走，以形成无菌的高洁净的工作环境。

云南生物超净工作台-南通莱特仪器公司(图)由莱特（南通）科学仪器有限公司提供。莱特（南通）科学仪器有限公司（www.layte.com.cn）为客户提供“超净工作台,生物安全柜,鼓风干燥箱等”等业务，公司拥有“莱特”等品牌。专注于电子、电工产品制造设备等行业，在江苏南通有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：季总。