

毛发毒品分析仪 江西毛发毒品分析仪代理商 【合创物联】

产品名称	毛发毒品分析仪 江西毛发毒品分析仪代理商 【合创物联】
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

毛发毒品分析仪的使用非常的方便，而它这么有优势，还有一点就是因为毛发检毒时效性较长。

毛发作为一个特殊的载体，不仅可以承载各种微量信息，而且可以长时间保留，毛发检毒的实效为15-180天，也就是说只要服用过一次毒品，在实效期内做毛发检测，都会判定为阳性。原则上讲，只要头发够长，多久都可以检测到。

【河南合创物联信息科技有限公司】是一家专业研发、销售毛发毒品分析仪的公司，产品能够满足相关部门对毛发中常见毒品的快速准确的检测，该仪器实现将定性定量结果、数值快速打印，为禁毒工作人员现场查验处置提供依据，有着非常重要的作用。

使用华高毛发毒品检测仪检测嫌疑人员毛发时需要做好以下工作：

1. 用牙剪采集被检测人的毛发（取后枕部的毛发），采集至样品袋中；
2. 用平剪在样品袋内将毛发样品剪碎至2-3mm小段；
3. 用镊子将剪碎的小段毛发加入毛发裂解液中，加入的量可以覆盖锥形底部即可，等待反应5分钟；
4. 用移液枪从吸头盒中安装一个一头，将移液枪刻度调至80微升，
5. 用移液枪从毛发裂解液中吸取80微升反应好的裂解液，加至检测卡条加样孔中，等待5分钟；

之前我们都知道机关部门在进行工作时，为了检测是否有毒品摄入都要进行化学实验才能检测，耗时间长，又不能达到完全正确，今天就和生产厂家合创物联一起来认识一下毛发毒品分析仪吧。

毛发毒品检测仪器采用量子点荧光技术研发，毛发裂解液能在30秒内快速萃取毛发中的毒品，只需一台仪器，不要震荡仪、研磨机等繁琐设备，无需建造专业实验室，无需专业人员操作，经简单现场或视频培训，实现人人都会用、随时都能用。

【合创物联】坚持质量就是一切的保证。一直坚信优质的产品是服务社会的根本，生产的毛发毒品分析仪也赢得了不少客户的认可，在市场上有着很好的声誉。