

黄山假肢 美林康复 双腿假肢供应商

产品名称	黄山假肢 美林康复 双腿假肢供应商
公司名称	合肥美林康复器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(安徽公司)安徽省合肥市新站区新蚌埠路佳海工业城D64幢
联系电话	15305519331

产品详情

假肢使用中残肢出现裂口的解决方法

残肢与接受腔不适配，患者在穿戴了一定的时间之后，残肢会有逐渐萎缩的正常现象，这时因为受力不均衡，局部受力过大或不该受力的地方也受力了，容易造成残端的损伤。

提醒患者，平时辅助器具穿戴过程中，注意要密切关心自己的残肢变化情况，一旦发现有异常，该换该调整的都要及时处理，或者可暂时不穿辅助器具。同时一定要注意好接受腔内的卫生状况，养成经常清洁接受腔、残肢套、残肢袜等与皮肤直接接触的部位，肌电假肢多少钱，预防伤害。

大腿假肢残肢末端红1肿的原因解析

如果没有做到接受腔内与残肢的全接触，易造成因负压状态造成的残肢末端因循环不好而形成的红1肿。如检查因此原因造成残肢末端红1肿的须采用技术手段改善腔内接触，假肢公司，情况严重的接受腔须更换。

大腿假肢因接受腔承重设计不当造成残肢末端受力过大也会造成残肢末端的红1肿，这个时候一定要及时作出接受腔的调整，双腿假肢供应商，调整后无法改善的，应立即更换接受腔。

如何判定残肢穿入接受腔的位置是否正确?

如果穿戴后结节没有承重，残肢末端皮肤也不能接触到接受腔底部;而残肢大腿内侧部位(即接受腔内上

缘处)出现大的皮肤褶皱，这些情况的出现可能说明残肢的软组织没有全部被拉进接受腔，黄山假肢，没有完全穿进去，需要脱下假肢，再穿。

假肢的使用建议

是在术后残端上用石膏作硬包扎，再在加强的石膏外安装杆型临时假肢。术后1—2天即可开始在步行器或平衡杠内进行部分负重练习，负重量应循序渐增。可先用假肢试踩体重计，体会不同负重时的肢体感觉，根据这一感觉来掌握负重量，并经常核对。

黄山假肢-美林康复-双腿假肢供应商由合肥美林康复器具有限公司提供。黄山假肢-美林康复-双腿假肢供应商是合肥美林康复器具有限公司(www.mlkf88.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：牛主任。