

康复护理床A益阳康复护理床A康复护理床厂家

产品名称	康复护理床A益阳康复护理床A康复护理床厂家
公司名称	衡水沛腾医疗设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	奇必康:奇必康 a-01:a-01 河北:河北
公司地址	衡水市冀州区滨湖大道南侧、洛津路北侧（注册地址）
联系电话	18003389499

产品详情

康复护理床A益阳康复护理床A康复护理床厂家

医用病床是医院专用病床的简称是在医院、养老院、社区门诊等场所使用的病床产品。医用病床床的生产严格按照国家标准，但其功能和结构比较单一，基本符合所有医疗机构的需求，但不适合在家庭使用。

医用床的主体结构包括：床头、床面、床腿，配件结构包括：脚轮、丝杠、护栏、餐桌、床垫、输液架等。医用病床的分类简单分为以下几种：

按材质分类，分为ABS医用床、不锈钢医用床、喷塑医用床等；

按有无丝杠分类，分为单摇医用床、双摇医用床、三摇医用床、平型医用床等；

按是否可移动分类，分为带轮医用床、不带轮医用床；

按功能等级分类，分为普通医用床、多功能医用床医用床由刚性床架和床面板组成，床面板又由靠背板、坐板和脚弯板三部分组成，其特征在于靠背板、坐板和脚弯板活动联接，靠背板与坐板的联接铰链固定在床架上；靠背板下安装有刚性支架，支架交接处连接支架升降机构，座板下安装有直杆支架，直杆支架一端连接直杆升降机构。这样通过升降机构的机械运动，即可带动靠背板、座板、脚弯板的上升与下降，可方便地将护理床调节到使人斜靠、屈膝的状态，使病人更加舒适，减轻了护理人员的劳动强度，同时如果升降机构的升降开关部分采用遥控方式，即可达到病人的自我护理安全使用注意事项

1、多功能电动医疗床使用前，首先应检查电源线是否接插牢固。控制器线是否可靠。

2、控制器线性传动器电线、电源线不得置于升降连杆及上、下床架之间，以免电线被剪断，造成人身设备事故。

- 3、背板升起后，病人倒卧在面板上，不准推行。
- 4、人不能站在床面上跳跃，背板升起时，人坐在背板上及站在床面板上，不准推行。
- 5、万向轮制动后，不准推动及移动，只有松开制动后方可移动。
- 6、不准横向推行，以免提升护栏损坏。
- 7、路面不平不能推行，以防多功能电动医疗床万向轮损坏。
- 8、使用控制器时，控制面板上按键，只能逐一按键完成动作。不准同时按二个以上按键操作多功能电动医疗床，以免产生误动作危及病员安全。
- 9、多功能电动医疗床需移动时，必须拔除电源插头，将电源控制器线绕好后，方准推动。
- 10、多功能电动医疗床需移动时，应将提升护栏提起，以免病员在移动过程中跌落而受伤害。电动床移动时，必须二人同时操作，以免推行过程中方向失控，造成结构件损坏，而危及病员健康。

医用病床产品详情编辑

- 1) 床架为双层优质钢材焊接成型。床面采用时下流行的网状结构，透气性良好，坚固耐用。
- 2) 床体表面经过酸洗磷化静电喷塑处理，外形美观。
- 3) 床头、床尾由环保工程木料一次成型，外形美观，装卸自如。
- 4) 护栏为韩式铝合金防夹手折叠护栏。
- 5) 脚轮采用不锈钢静音万向轮，4轮刹车，稳定可靠，美观大方。
- 6) 餐桌板为ABS材质，结实耐劳。
- 7) 电动起身功能:在0-85度范围内背部自由升起。
- 8) 电动曲腿功能：可以在病人坐起时小腿下弯曲，方便床上洗脚、泡脚。角度可在0-85