

二级生物安全柜 安全柜 莱特仪器

产品名称	二级生物安全柜 安全柜 莱特仪器
公司名称	莱特（南通）科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南通市通州区金新街道正场村31组
联系电话	13071222380

产品详情

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，安全柜厂家，鼓风干燥箱，恒温培养箱，二级生物安全柜，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

生物安全柜的使用1. 接通电源。2.

穿好洁净的实验工作服，清洁双手，用70%的酒精或其他消毒剂全1面擦拭安全柜内的工作平台。3.

将实验物品按要求摆放到安全柜内。4.

关闭玻璃门，打开电源开关，必要时应开启紫外灯对实验物品表面进行消毒。5.

消毒完毕后，设置到安全柜工作状态，打开玻璃门，使机器正常运转。6.

设备完成自净过程并运行稳定后即可使用。7. 完成工作，取出废弃物后，用70%的酒精擦拭柜内工作平台。维持气流循环一段时间，以便将工作区污染物质排出。8.

关闭玻璃门，关闭日光灯，打开紫外灯进行柜内消毒。9. 消毒完毕后，关闭电源。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，安全柜价格，鼓风干燥箱，恒温培养箱，安全柜，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

二级生物安全柜同一级生物安全柜一样，气体也是从外部流入二级生物安全柜，通常称为进流。进流能够防止微生物操作时产生的气溶胶从安全柜前面操作窗口逃逸到实验室内。然而，它们不同于一级生物安全柜之处为，只让经HEPA过滤的（无菌的）空气流过工作台面。内置风机将空气经前面的开口引入安全柜内并进入前面的进风格栅。因此没有经过过滤器过滤的空气不会直接进入工作区，从而保护安全柜内部存放的样品和仪器不被外界空气所污染。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

照明光源和紫外光源位于玻璃门内侧以保证工作室有一定的亮度和用于工作室的台面及空气的消毒。控制面板上有电源、紫外灯、照明灯、风机开关、控制前玻璃门移动等装置，主要作用是设定及显示系统状态。按照NSF49标准，生物安全等级1级(P1)的媒质是指普通无害细菌、病毒等微生物

二级生物安全柜-安全柜-莱特仪器(查看)由莱特（南通）科学仪器有限公司提供。莱特（南通）科学仪器有限公司（www.layte.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏南通的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领莱特仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！