

# 福建假肢 假肢矫形器 美林康复

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 福建假肢 假肢矫形器 美林康复               |
| 公司名称 | 合肥美林康复器具有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | (安徽公司) 安徽省合肥市新站区新蚌埠路佳海工业城D64幢 |
| 联系电话 | 15305519331                   |

## 产品详情

如何正确地穿戴大腿假肢？

- 1、拿掉接受腔上的负压阀门。
- 2、将包布或袜套的远端放入接受腔。
- 3、将包布或袜套的远端从阀门孔的孔内穿出。
- 4、将残肢插入接受腔内。

5站起来，将假肢伸直，一手压住假肢以免关节弯曲，福建假肢，另一手往外、往下拉出包布。在往外拉包布时应注意皮肤感觉，要感觉出残肢周围哪一侧的包布拉的不够，可用力多拉出一些。另外，智能假肢厂家，如果在拉包布时，健腿膝关节能做些屈伸，假肢矫形器，让残肢在接受腔内有上下的活塞运动(即残肢能上下窜动)，则更容易将残肢完全拉入接受腔内。

小腿截肢者装配假肢前的保健

1. 缠绕弹性绷带时应呈斜形缠绕，假肢公司，而不应是水平的环形缠绕。
2. 不要在残肢的末端顺着同一个方向缠绕，这样易在疤痕处造成皮肤皱折，而应交替的复盖内侧及外侧进行连续性的缠绕。

注意事项

做到：

1. 每天晚上清洁残肢。
2. 所有的时间残肢都应包裹弹性绷带。
3. 经常重新包裹残肢。
4. 经常清洗弹性绷带。
5. 尽可能多的行走。
6. 经常锻炼保持残肢强壮有力。
7. 在适当的体位下保持残肢的活动性。
8. 在行走、坐位及躺下时均应保持伸直膝关节。

#### 大腿假肢残肢末端红肿的原因解析

如果没有做到接受腔内与残肢的全接触，易造成因负压状态造成的残肢末端因循环不好而形成的红肿。如检查因此原因造成残肢末端红肿的须采用技术手段改善腔内接触，情况严重的接受腔须更换。

大腿假肢因接受腔承重设计不当造成残肢末端受力过大也会造成残肢末端的红肿，这个时候一定要及时作出接受腔的调整，调整后无法改善的，应立即更换接受腔。

福建假肢-假肢矫形器-美林康复(推荐商家)由合肥美林康复器具有限公司提供。合肥美林康复器具有限公司(www.mlkf88.com)是安徽合肥,康复产品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在美林康复领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创美林康复更加美好的未来。